Tupfer zur Sammlung

NEU



Stängelmaterial	Holz	Kunststoff	-	Kunststoff	Aluminium	Verdrehtes flexibles Aluminium
Spitzenmaterial	Baumwolle	Baumwolle	-	Kunstseide	Kunstseide	Kunstseide
Steril	Ja					
Transportröhrchen	Nein	Ja	Ja (12 x 150 mm)			
Art. Nr.	**390102**	**390103**	**-**	**390105**	**390106**	**390107**
Packungseinheit	500	100	-	100	100	100
VE	5000	2000	-	1000	1000	1000
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**-**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Tupfer mit Transportmedium

NEU



Stängelmaterial	Kunststoff					Kunststoff	
Spitzenmaterial	Kunstseide					Polyester	
Steril	Ja						
Röhrchen	En Polypropylen, 12 x 150 mm						
Transportmedium	Stuart	Stuart und Kohle	Amies	Amies und Kohle	Cary blair	Virus	Chlamydia
Art. Nr.	**390108**	**390109**	**390110**	**390111**	**390112**	**390113**	**390114**
Packungseinheit	100	100	100	100	50	25	25
VE	600	600	600	600	500	250	250
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**