
Küvetten für Spektralphotometrie Hellma



- Küvetten mit 2 optischen Fenstern, mit oder ohne PTFE Deckel
- Küvettentyp Makro, Halb-Makro, Mikro und Ultra Mikro je nach Volumen
- Materialien für Fenster nach Wellenlänge: optisches Glas (OG), spezielles optisches Glas (OS), Quarz Suprasil® (QS), Suprasil® 300 Quarz (QX)



Materialien für Fenster und Farbcodes	Wellenlänge
Optical glass OG	360 nm – 2500 nm
Special optical glass OS	320 nm – 2500 nm
Quartz SUPRASIL® QS	200 nm – 2500 nm
Quartz SUPRASIL® 300 QX	200 nm – 3500 nm

Modell Hellma	Schicht-dicke (mm)	Vol. (ml)	H x B x L außen (mm)	B außen (mm)	Anmerkung / Bodendicke (mm)	Glas Art. Nr.	Glas CHF pro Küvette	Quarz SUPRASIL® QS Art. Nr.	Quarz SUPRASIL® QS CHF pro Küvette	Quarz SUPRASIL® 300 QX Art. Nr.	Quarz SUPRASIL® 300 QX CHF pro Küvette
Standard-Küvetten ohne Deckel											
6030	10	3,5	45 x 12,5 x 12,5	9,5	1,5	139065A	55,35 -	139066A	125,80 -	-	-
6030	20	7	45 x 12,5 x 22,5	9,5	1,5	139073A	-	-	-	-	-
6030	40	14	45 x 12,5 x 42,5	9,5	1,5	139063A	110,30 -	-	-	-	-
6030	50	17,5	45 x 12,5 x 52,5	9,5	1,5	-	-	-	-	-	-
Hochpräzise Küvetten PTFE-Deckel											
100	1	0,35	45 x 12,5 x 3,5	9,5	1,5	139142	108 -	139072A	195,55 -	139143	235,85 -
100	2	0,7	45 x 12,5 x 4,5	9,5	1,5	-	-	139101A	189,80 -	139110	350,35 -
100	5	1,75	45 x 12,5 x 7,5	9,5	1,5	-	-	139148	184 -	856264	292,60 -
100	10	3,5	45 x 12,5 x 12,5	9,5	1,5	139000A	78,55 -	139001A	156,25 -	139141	193,65 -
100	20	7	45 x 12,5 x 22,5	9,5	1,5	-	-	139144	201,35 -	-	-
100	40	14	45 x 12,5 x 42,5	9,5	1,5	-	-	139146	274,95 -	-	-
100	50	17,5	45 x 12,5 x 52,5	9,5	1,5	-	-	139108A	347 -	856267	429,75 -
100	100	35	45 x 12,5 x 102,5	9,5	1,5	-	-	139105	486,80 -	856268	700,15 -
Hochpräzise Küvetten PTFE-Verschluss											
110	1	0,35	52 x 12,5 x 3,5	9,5	1,5	139162	199,75 -	139079A	276,50 -	856269	397 -
110	2	0,7	52 x 12,5 x 4,5	9,5	1,5	-	-	139080A	276,50 -	-	-
110	5	1,75	46 x 12,5 x 7,5	9,5	1,5	-	-	139166	246,30 -	-	-
110	10	3,5	46 x 12,5 x 12,5	9,5	1,5	-	-	139016A	241,95 -	139161	270,40 -
110	20	7	46 x 12,5 x 22,5	9,5	1,5	-	-	139163	302 -	-	-
110	40	14	46 x 12,5 x 42,5	9,5	1,5	-	-	-	-	-	-
110	50	17,5	46 x 12,5 x 52,5	9,5	1,5	-	-	139103*	905,75 -	-	-
Halb-Mikro-Küvetten											
104	5	0,7	45 x 12,5 x 7,5	4	3,2	-	-	139151	211,75 -	-	-
104	10	1,4	45 x 12,5 x 12,5	4	3,2	-	-	139004A	195,70 -	-	-
104	50	7	45 x 12,5 x 52,5	4	3,2	139149	218,85 -	139150	401,30 -	-	-
104B	10	1,4	45 x 12,5 x 12,5	4	3,2	-	-	139010A	309,25 -	-	-
108	10	1	45 x 12,5 x 12,5	4	9	-	-	139034A	237,55 -	-	-
114	10	1,4	46 x 12,5 x 12,5	4	3,2	-	-	139018A	274,95 -	-	-
114B	10	1,4	46 x 12,5 x 12,5	4	schwarze Wände / 3,2	-	-	139020A	441,15 -	-	-
Mikro-Küvetten											
104.002	10	0,7	45 x 12,5 x 12,5	2	3,2	-	-	139006A	207,80 -	-	-
104.002B	10	0,7	45 x 12,5 x 12,5	2	schwarze Wände / 3,2	-	-	139008A	344,55 -	-	-
105	10	0,3	25 x 12,5 x 12,5	2	1,5	-	-	139011A	164,25 -	-	-
108.002	10	0,5	45 x 12,5 x 12,5	2	9	-	-	139035A	243,50 -	-	-
108.002B	10	0,5	45 x 12,5 x 12,5	2	schwarze Wände / 9	-	-	139061A	446,85 -	-	-
115	10	0,4	40 x 12,5 x 12,5	2	1,25	-	-	139021A	282,50 -	-	-
115B	10	0,4	40 x 12,5 x 12,5	2	schwarze Wände / 1,25	-	-	139022A	485,30 -	-	-


139073A


139000A 139001A 139141


139015A 139016A 139161


139003A 139004A 139009A


139005A 139008A 139011A

Halter für Küvetten 1, 2 und 5 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
139076	Halter 9 mm für Küvette 1 mm	91,05 -
139077	Halter 8 mm für Küvette 2 mm	91,05 -
139078	Halter 5 mm für Küvette 5 mm	91,05 -


139067A 139018A 139020A 139035A 139021A