Küvetten für Spektralphotometrie Brand



Schichtdicke 10 mm. Aus PS oder aus PMMA.
Die 1000 Küvetten werden in 10 Kartons zu 100 Küvetten mit der selben Nestnummer geliefert.

BRAND

Art. Nr.	Bezeichnung	Material	Volumen min. (ml)	Volumen max. (ml)	Maße Fenster (mm)	Wellenlänge	CHF pro 10 x 100
090283	Makro-Küvette	PS	2,5	4,5	10 x 35	Sup 340 nm	**AA -**
090284	Halb-Mikro-Küvette	PS	1,5	3	4,5 x 23	Sup 340 nm	**AA -**
090286	Makro-Küvette	PMMA	2,5	4,5	10 x 35	Sup 300 nm	**AA -**
090287	Halb-Mikro-Küvette	PMMA	1,5	3	4,5 x 23	Sup 300 nm	**AA -**

Küvetten für UV/VIS



Verschlüsse für Küvetten Mikro

Farbige Verschlüsse für die Modelle Mikro ermöglichen dichtes Verschließen der Küvetten für die Konservierung des Inhalts.

- **Konzipiert für die Messung von DNA und ssDNA, RNA bis 260 und 280 nm**
- **Zwei unterschiedliche Zentrumshöhen**
- **Sortiert nach Nestnummer**
- **Zwei lichtoptische Seiten**
- **Schichtdicke 10 mm**

BRAND

Art. Nr.	Farben	Material	CHF pro 100
090273	Blau	PE	**AA -**
090274	Gelb	PE	**AA -**
090280	Grün	PE	**AA -**
090281	Orange	PE	**AA -**

Küvetten für UV/VIS

Art. Nr.	Bezeichnung	Zentrums-höhe	Volumen min.	Volumen max.	Maße Fenster (mm)	Wellenlänge	VE	CHF/ VE
090266	UltraVette mikro	8,5 mm	70 µl	850 µl	2 x 3,5	220 bis 900 nm	100	**AA -**
090267	UltraVette mikro	8,5 mm	70 µl	850 µl	2 x 3,5	220 bis 900 nm	500	**AA -**
090268	UltraVette mikro	15 mm	70 µl	550 µl	2 x 3,5	220 bis 900 nm	100	**AA -**
090269	UltraVette mikro	15 mm	70 µl	550 µl	2 x 3,5	220 bis 900 nm	500	**AA -**
090271	UltraVette halb-mikro	-	1,5 ml	3 ml	4,5 x 23	220 bis 900 nm	100	**AA -**
090272	UltraVette makro	-	2,5 ml	4,5 ml	10 x 35	220 bis 900 nm	100	**AA -**

Küvetten Greiner Bio-One




Einweg-Küvetten Greiner Bio-One aus Polystyrol für alle Standard-Spektralphotometer. Ein Deckel aus Polystyrol verschließt die Schachtel einwandfrei.

- **Hohe Qualität**
- **Einsatzbereich: 340 bis 800 nm**
- **In einer Schachtel zu 100 Stück**

	Mikroküvette	Makroküvette
Volumen (ml)	2	4
Material	Polystyrol	Polystyrol
L x H außen (mm)	12,3 x 45	12,3 x 45
VE	100	100
Art. Nr.	**613101**	**614101**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**

Einweg-Küvetten für Spektralphotometer



- **Aus Polystyrol oder aus PMMA**
- **Optisches Polystyrol: verwendbar von 340 bis 800 nm**
- **PMMA: verwendbar von 280 bis 800 nm**
- **Schichtdicke: 10 mm**
- **Verschluss angepasst für runde Öffnung (Art. Nr. 080151)**

Volumen (ml)	1,5	2,5	4,5	4,5
Typ	Halb-mikro	Halb-mikro	4 Optische Seiten	Makro
Öffnung	Rund	Rund	Quadr.	Quadr.
Form	Niedrig	Hoch	Standard	Standard
N° Foto	3	2	1	4
Polystyrol Küvetten	**391095**	**391096**	**391001**	**391094**
CHF 100er-Schachtel	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
PMMA-Behälter	**391099**	**391098**	**391002**	**391097**
CHF 100er-Schachtel	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**