

ABS Racks für 24 Küvetten



- **Stapelbare ABS Racks**
- **Weiß mit alphanummerischer Kennzeichnung**
- **L x B x H : 250 x 54 x 37 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
39186082	Rack für 24 Küvetten	8 -

Rack für Küvetten für Spektralphotometrie








Rack aus Polypropylen autoklavierbar für Küvetten der Standardgröße 12,5 x 2,5 mm.

Art. Nr.	Bezeichnung	L x B x H (mm)	CHF
045869	Rack mit Griff für 12 Küvetten	114 x 111 x 111	67,65 -
045870	Rack niedrig graduiert für 20 Küvetten	209 x 70 x 35	87,60 -
090282	Rack für 16 Küvetten	NC	15,75 -

Rührspatel für Küvetten

- **Aus Polystyrol, für einmaligen Gebrauch**
- **Maße (L x ø): 120 x 3 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 1000
091416B	Rührspatel für Küvetten	24,60 -



Standards für die Spektrophotometrie

NEU

- **Erhältlich als versiegelter Behälter oder als Lösung in einer Flasche**
- **Zertifikat mit NIST verbunden**

Bandbreitenstandard

Kontrolle des Verhältnisses zwischen den Spitzenwerten bei 268,7 nm und dem Tiefpunkt bei 266,8 nm. Entspricht dem Europäischen Arzneibuch.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
440689	Versiegelte UV-Behälter, Bandbreitenstandard und Blank-Lösung	3017,75 -
440690	Standardlösungsbandbreite 100 ml	275,40 -
440691	Blank-Lösung für Bandbreitenkalibrierung 100 ml	275,40 -

Absorptions- / Transmissionsstandard und Linearität in UV (235, 257, 313 und 350 nm)

Kontrolle der Absorptionsmessung für verschiedene Wellenlängen im UV (Linearity Response). Entspricht dem Europäischen Arzneibuch.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
440694	Standardabsorptionslösung (0,005 M Schwefelsäure) 100 ml	509,40 -
440697	Standardabsorptionslösung (0,005 M Schwefelsäure) 100 ml	1398,85 -

Auflösungsstandard für abgeleitete Spektrophotometrie

Entspricht dem Europäischen Arzneibuch.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
440698	UV-Küvetten versiegelt, Auflösungsstandard und weiße Lösung	275,40 -
440699	Standardauflösungslösung	275,40 -
440704	Blank-Lösung (Methanol) für die Auflösungskalibrierungs	1212,05 -

Basisstandard

Kontrolle von Streulicht.
Entspricht dem Europäischen Arzneibuch.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
440705	UV-Küvetten versiegelt, Auflösungsstandard und weiß	509,40 -
440706	Basisstandardlösung	275,40 -
440707	Blank Lösung (Wasser) für die Basiskalibrierung	1142,55 -

Wellenlängenstandard von 240 bis 640 nm (zertifiziert für Bandbreiten von 0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm und 2 nm)

Steuert das Fehlen einer Wellenlängenverschiebung. Entspricht dem Europäischen Arzneibuch.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
440708	Versiegelter UV-Tank, Wellenlängenstandard 240 bis 640 nm	231,80 -
440709	Standardwellenlängenlösung von 240 bis 640 nm - 12 x 5 ml	184,95 -

Küvetten für Spektralphotometrie ECO

- **Küvetten aus Polystyrol von guter optischen Qualität**
- **Schichtdicke: 10 mm, Einsatzbereich: 340 bis 900 nm**
- **Angeordnet in einem Styropor-Rack**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 1000
111117B	Küvetten makro 4 ml	AA -
112117B	Küvetten mikro 2 ml	AA -



Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com