
Deckgläser aus Glas



Kostengünstiges Modell - Dicke N°1: 0,13 bis 0,17 mm


Art. Nr.	Maße (mm)	CHF pro 1000	Art. Nr.	Maße (mm)	CHF pro 1000
100030N	18 x 18	AA -	100037N	24 x 40	AA -
100031N	20 x 20	AA -	100038N	24 x 50	AA -
100032N	22 x 22	AA -	100039N	24 x 60	AA -
100353N	22 x 26	AA -	100045N	ø 10	AA -
100034N	22 x 32	AA -	100040N	ø 12	AA -
100033N	24 x 24	AA -	100354N	ø 15	AA -
100035N	24 x 32	AA -	-	-	-

Borosilikatglas Modell - Dicke N°1: 0,13 bis 0,17 mm

- Farblos, mit sehr niedrigem Eisengehalt
- Brechungsindex geeignet für die Mikroskopie

Art. Nr.	Maße (mm)	CHF pro 1000	Art. Nr.	Maße (mm)	CHF pro 1000
100265	15 x 15	AA -	100049	25 x 40	AA -
100030	18 x 18	AA -	100268	25 x 50	AA -
100031	20 x 20	AA -	100269	25 x 60	AA -
100032	22 x 22	AA -	100047	25 x 70	AA -
100034	22 x 32	AA -	100045	ø 10	AA -
100046	22 x 40	AA -	100040	ø 12	AA -
100266	22 x 50	AA -	100048	ø 13	AA -
100267	22 x 60	AA -	100041	ø 14	AA -
100033	24 x 24	AA -	140540	ø 18	AA -
100035	24 x 32	AA -	140539	ø 20	AA -
100036	24 x 36	AA -	140541	ø 22	AA -
100037	24 x 40	AA -	140542	ø 24	AA -
100038	24 x 50	AA -	140499	ø 25	AA -
100039	24 x 60	AA -	100042	ø 28	AA -
100043	24 x 67	AA -	100044	ø 30	AA -

Objektträger



- Objektträger aus entfettetem Glas, gereinigt, poliert, gebrauchsfertig
- Maße: 26 x 76 mm
- Dicke: 1 mm
- Aus gewöhnlichem Glas oder aus extra-weißem Glas, das die Transparenz und die Visualisierung unter dem Mikroskop verbessert
- Verpackt in Schachteln zu 50
- ISO-Norm 8037/1

Kostengünstige Objektträger - Standard, gereinigt, gebrauchsfertig.

Rand	Matter Bereich 2-seitig	Art. Nr.	CHF pro 50
Geschnitten	–	068762	AA -
Geschnitten	Ok	068763	AA -
Geschliffen 90°	–	068764	AA -
Geschliffen 90°	Ok	068765	AA -

		Standard-Glas		Glas extra-weiß	
Rand	Matter Bereich	Art. Nr.	CHF pro 50	Art. Nr.	CHF pro 50
Geschnitten	–	100000	AA -	100253	AA -
Geschnitten	Ok	100001	AA -	100254	AA -
Geschliffen 90°	–	100002	AA -	100255	AA -
Geschliffen 90°	Ok	100245	AA -	100256	AA -
Geschliffen 45°	–	100246	AA -	100257	AA -
Geschliffen 45°	Ok	100003	AA -	100258	AA -

Objektträger, Großverpackung





- Besonders empfohlen für Analysen von Blut, Urin, Gewebeproben und andere biologische Flüssigkeiten, In-vitro-Diagnostik
- Maße : 26 x 76 x 1-1,2 mm
- Dicke : 1,1 ± 0,1 mm
- Transparentes Glas
- Standardqualität: mit Papier zwischen den verschiedenen Klingen
- Silberqualität: Ohne Papier zwischen den verschiedenen Klingen

			Standardqualität		Silberqualität	
Rand	Mattes Feld 2 Seiten	Farbe	Art. Nr.	CHF Box zu 2500	Art. Nr.	CHF Box zu 2500
Coupés	Non	-	390998	AA -	390997	AA -
Coupés	Oui	-	395000	AA -	390999	AA -
Rodés 45°	Non	-	395002	AA -	395001	AA -
Rodés 45°	Oui	-	-	-	395003	AA -
Rodés 45°	Oui	orange	-	-	395004	AA -
Rodés 45°	Oui	Hellblau	-	-	395005	AA -
Rodés 45°	Oui	weiß	-	-	395006	AA -
Rodés 45°	Oui	gelb	-	-	395007	AA -
Rodés 45°	Oui	pink	-	-	395008	AA -
Rodés 45°	Oui	grün	-	-	395009	AA -

Deckgläser



- Besonders empfohlen für Bluttests, Urin, Gewebeproben und andere biologische Flüssigkeiten,
- In-vitro-Diagnose
- Dicke: 0,13 - 0,17 mm
- Transparentes Glas

Art. Nr.	Maße (mm)	VE	CHF/ VE
390989	18 x 18	2000	AA -
390990	20 x 20	2000	AA -
390991	22 x 22	2000	AA -
390992	24 x 24	2000	AA -
390993	24 x 32	1000	AA -
390994	24 x 40	1000	AA -
390995	24 x 50	1000	AA -
390996	24 x 60	1000	AA -