Sterile Deckgläser

- **Flux: Oberflächenplastikfolie (Dicke 188 µm), angepasst für konfokale Mikroskopie mit hoher Auflösung**
- **Für die Zelladhäsion**
- **Beständig**

Cyto-toxin · DNase RNase · Human DNA · Pyrogen



Art. Nr.	Ø (mm)	Platten	VE	CHF/ VE
330169	9	48 Wells	200	**AA -**
330164	12	24 Wells	200	**AA -**
330165	18	12 Wells	200	**AA -**
330170	25	6 Wells	200	**AA -**

Objektträger Star-Frost Glas

- **High Definition Objektträger aus weißem hydrophilem Glas**
- **Hohe Transparenz für eine bessere Visualisierung unter dem Mikroskop**
- **Farbiger Beschriftungsbereich für eine leichte Identifizierung der Objektträger**
- **Maße : 26 x 76 mm, Dicke : 1 mm**
- **Verfügbar mit CE und IVD Kennzeichnung, bitte bei der Bestellung angeben**

Rand	Weiß	Gelb	Blau	Rosa	Grün	Orange	CHF pro 50
Geschnitten	**100204**	**100204J**	**100204B**	**100204R**	**100204V**	**100204O**	**AA -**
Geschliffen 90°	**100205**	**100205J**	**100205B**	**100205R**	**100205V**	**100205O**	**AA -**
Geschliffen 45°	**100206**	**100206J**	**100206B**	**100206RS**	**100206V**	**100206O**	**AA -**
Schräg geschliffen	**100283**	**100284**	**100287**	**100285**	**100286**	**100288**	**AA -**



Schnittkante · Schnittkante 45° · Schnittkante 90° · Schnittkante abgeschrägt

Objektträger Super-Frost aus Glas

- **Aus Silikatglas**
- **Maße : 26 x 76 mm, Dicke : 1 mm**

Rand	Weiß	Gelb	Blau	Rosa	Grün	Orange	CHF pro 50
Geschnitten	**100204M**	**100204MJ**	**100204MB**	**100204MR**	**100204MV**	-	**AA -**
Geschliffen 90°	**100205M**	-	-	-	-	-	**AA -**
Geschliffen 45°	**100206M**	**100206MJ**	**100206BM**	**100206MR**	**100206MV**	-	**AA -**

Spezifisch behandelte Objektträger Superfrost Plus, Ultra Plus, Ultra Clean, Polysin


Objektträger SuperFrost Plus Gold

Objektträger für in-situ-Hybridisierung, Immunozytochemie, spezielle Farbstoffe. Spezielle Super-Adhäsion: eine besondere Herstellungstechnik verleiht den Objektträgern eine Adhäsion, die eine Fixierung von Geweben ohne Spray und ohne Fixiermittel erlaubt. Gebrauchsanweisung: den Objektträger eine Minute bei Raumtemperatur liegen lassen, bevor das Gewebe aufgetragen wird; die Fixierung verstärkt sich mit der Zeit. Kompatibel mit Toluidinblau, Hämatoxylin, Eosin.

- **Die Gewebe sind kovalent fixiert**
- **Maße (L x B): 75 x 25 mm**

Objektträger SuperFrost Plus ESCO

- **Super-Ädhäsion durch positive Ladung**
- **Garantiert staubfrei und entfettet**
- **Adhäsion von gefrorenen Proben und zytologischen Präparationen auf Objektträger**
- **Kein Spray, keine Fixierung nötig, keine Farbstoffreste**
- **Maße (L x B): 75 x 25 mm, Beschriftungsfläche**



Objektträger Polysin ESCO für Mikroskopie

Spezielle Qualität für die molekulare Biologie. Durch seine elektrostatischen Eigenschaften besitzt der Polysin-Objektträger eine optimale Adhärenz für alle Gewebe und Zellen. Inert auf chemische Produkte, auf Erwärmung und auf enzymatische Vorverdauung. Befreit von Nuklease, ideal für die Hybridisierung von DNA.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
045795	Objektträger Superfrost Plus Gold	72	**AA -**
045796	Objektträger Superfrost Plus ESCO	72	**AA -**
045797	Mikroskopie-Objektträger Polysin ESCO	72	**AA -**

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com