## Objektträger LAB Solute



- Aus Sodakalkglas, gewaschen, entfettet
- Doppelt verpackt mit Zellophan
- CE-zertifiziert, entspricht der Richtlinie 98/79 EG (IVD)
- Maße 76 x 26 mm, Dicke 1 mm
- Matte Bereiche in 7 Farben zur Auswahl

| Ränder | Matter Bereich | Transparent | CHF pro 50 | Weiß | Blau | Gelb | Grün | Violett | CHF pro 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschnitten | Nein | 452305 | AA - | - | - | - | - | - | - |
| Geschnitten | Ja | 452306 | AA - | 452309 | 452310 | 452312 | 452313 | - | AA - |
| Geschliffen 45° | Ja | - | - | 452316 | - | 452319 | 452320 | - | AA - |
| Geschliffen 45° | Nein | 452308 | AA - | - | - | - | - | - | - |
| Geschliffen 90° | Ja | 452307 | AA - | - | - | - | - | - | - |

## Objektträger adhäsiv LAB Solute



- Aus Sodakalkglas, gewaschen, entfettet
- Doppelt verpackt mit Zellophan
- CE-zertifiziert, entspricht der Richtlinie 98/79 EG (IVD)
- Maße 76 x 26 mm, Dicke 1 mm
- Matte Bereiche in weiß
- Positiv geladen oder silanisiert
- Starke Haftung, kein Fixiermittel notwendig

| Art. Nr. | Typ | Ränder | Bereich | CHF pro 75 |
|---|---|---|---|---|
| 452323 | Positiv geladen (+) | Geschliffen 90° | Matt weiß | AA - |
| 452325 | Silanisiert | Geschliffen 90° | Matt weiß | AA - |

## Objektträger Star-Frost aus Glas



- Maße: 76 x 26 mm, Dicke: 1 mm
- Verfügbar mit CE und IVD Kennzeichnung, bitte bei der Bestellung angeben

### Objektträger Star-Frost adhäsiv

- Aus weißem Glas, silanisierte Oberfläche verstärkt die Adhäsion
- Diese Oberflächenbehandlung ermöglicht es, polarisierte kovalente Bindungen auf der Klinge zu bilden

| Rand | Weiß | Gelb | Rosa | Grün | Blau | Orange | CHF pro 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschnitten | 100204A | 100289 | 100290 | 100291 | 100292 | 100293 | AA - |
| Geschl. 45° | 100294 | 100295 | 100303 | 100304 | 100305 | 100306 | AA - |
| Geschl. 90° | 100301 | 100302 | 100298 | 100296 | 100297 | 100299 | AA - |
| Schräg geschliffen | 100313 | 100314 | 100315 | 100316 | 100317 | 100318 | AA - |

### Objektträger Star-Frost adhäsiv mit Poly-L-Lysine beschichtet

- Objektträger aus weißem Glas mit Polysin-Oberflächenbehandlung
- Verstärkte und geschützte Adhäsion von Gewebe, besser als auf hydrophilen und silanisierten Oberflächen
- Ideal für immunochemische und molekulare Hybridisierungstests, Präparation von Zellen, Gewebe in Parafin
- Maße: 26 x 76 mm
- Dicke: 1 mm
- Verfügbar mit CE und IVD Kennzeichnung, bitte bei der Bestellung angeben

| Rand | Weiß | Gelb | Rosa | Grün | Blau | Orange | CHF pro 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschnitten | 100319 | 100320 | 100321 | 100322 | 100323 | 100324 | AA - |
| Geschl. 45° | 100325 | 100326 | 100327 | 100328 | 100329 | 100330 | AA - |
| Geschl. 90° | 100331 | 100332 | 100333 | 100334 | 100335 | 100336 | AA - |
| Schräg geschliffen | 100343 | 100344 | 100345 | 100346 | 100347 | 100348 | AA - |

## Positiv geladene Objektträger

NEU



162612

- Hochtransparents Glas
- Mattierte Oberfläche an einem Ende
- Positive Ladung zur Verbesserung der Adhäsion von Zellen, Geweben und allen Arten von Proben
- Abmessungen (mm): 25 x 75
- Dicke (mm): 1,1

| Art. Nr. | Überlappte Kanten | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| 162610 | 90 ° | 72 | AA - |
| 162611 | 45 ° | 72 | AA - |

### Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 162612 | Verteiler für 72 Klingen 25 x 75 mm | AA - |