
Glas-Objektträger mit Zelluntersuchung



- 2 Höhlungen
- Maße : 1,2 x 26 x 76 mm

Art. Nr.	ø (mm)	Dicke (mm)	Anzahl Höhlungen	VE	CHF/ VE
810674	15	1,2	2	50	AA -

Objektträger mit Wells aus Glas



Objektträger aus Glas im Mikroskopie-Format 76 x 26 mm. Mit Wells für die Beobachtung von biologischen Proben in ihrer Umgebung mittels Binokular.


Art. Nr.	Anzahl Wells	ø Wells (mm)	CHF zu 50
020300B	1	14	AA -
020301B	2	14	AA -
020302B	3	15	AA -


Objektträger 76 x 26 mm mit Wells



Art. Nr.	Anzahl Wells	Dicke (mm)	L x B (mm)	CHF
065227	1	1,5	76 x 26	AA -
065228	2	1,5	76 x 26	AA -
065229	3	1,5	76 x 26	AA -
065230	1	3-4	76 x 26	AA -

Plaques à cavités en verre





Art. Nr.	Anzahl Wells	ø Vertief. (mm)	Tiefe (mm) Wells	L x B x H (mm)	CHF
065217*	10	-	-	105 x 55 x 5	AA -
065218	12	-	-	89 x 57 x 4	AA -
065219**	12	20	-	109 x 90 x 7	AA -
065221***	12	16	1,8	76 x 60 x 5	AA -
065222	24	16	1,6	140 x 85 x 3	AA -

* Objektträger Typ Börner ** Platte aus Porzellan *** matte Wells



Fotos von allen Modellen auf www.milian.com

Aspirette



- Vakuumsaugvorrichtung
- Zum Bewegen und Positionieren von flachen Objekten bis zu 70 g
- Mit 230 V Batterie
- Geliefert mit: 1 Netzsteckdose, Ladegerät, 3 Saugnasen und 3 Düsen mit einem Durchmesser von 3,2 mm, 6 mm und 10 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
502146	Aspirette	AA -

Stylo à vide PEN VAC



- Kit mit 2 Vakuumstiften
- Zum Bewegen und Positionieren von flachen Objekten bis zu 70 g
- Aluminiumkörper
- Lieferung mit: 6 Düsen (3 gerade und 3 gebogen) und leitfähigen Silikonsaugnäpfen mit Durchmessern von 3,18 mm, 6,35 mm und 0,53 mm (jeweils 2)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF 2 Stück
848300	Vakuumstift PEN VAC	AA -