Farbige Marker, wasserfest



- Wasserfeste Marker, schnelltrocknend
- Für gefrorene Oberflächen und Paraffin geeignet
- Reinigungsmittelfest (Tween 20, Triton X100)

Rot	Orange	Grün	Blau	Gelb	Violett	CHF
594000	594001	594002	594003	594004	594005	AA -

Immunostaining hydrophobe Marker



- Um einen einen hydrophoben Kreis um die Probe zu zeichnen
- Unlöslich in Alkohol und Aceton, wird nicht in Xylol entfernt

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490000	PAP Pen Marker Immunostaining	AA -
490001	PAP Pen Marker Immunostaining breit	AA -

Marker mit Diamant-Spitze



Marker zum Gravieren von Objektträgern mit Diamant-Spitze.

- Länge: 155 mm
- Konzipiert für die Beschriftung von Mikroskopie-Objektträgern
- Gehäuse aus Kunststoff oder Holz

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
046100	Marker mit Diamant-Spitze Gehäuse Kunststoff	AA -
140603	Marker mit Diamant-Spitze Gehäuse Holz	AA -
046105	Nachfüllung für den Marker	AA -

Labor-Marker II Superfrost für Histologie



- Speziell für Histologie und Zytologie
- Permanentmarker mit Lösemittel-beständiger Tinte (Xylen, Alkohol, Aceton, Formol)
- Farbe rot
- Nicht resistent gegen Chloroform

Art. Nr.	Farbe	CHF
686009	Rot	AA -

Elektrischer Gravierer



- Zum Markieren von Röhrchen, Racks
- Zur Beschriftung von Holz, Plastik, Metall, Stein, Knochen
- Kabellos
- Funktioniert mit zwei AA-Batterien, nicht enthalten
- Zusätzliche Gravier-Spitze
- Länge 17,8 cm
- Halter wird separat verkauft
- Maße L x H: 8,9 x 8,6 cm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
088748	Elektrischer Gravierer	AA -
088749	Vertikaler Halter	AA -

Gravierer mit einziehbarer Spitze



Stift zum Gravieren mit einziehbarer Spitze aus Wolframcarbid, geeignet für Glas, Keramik und Kunststoff.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
045884	Gravierer mit einziehbarer Spitze	AA -

Etiketten für Mikroskopie-Objektträger



Farbig gemischte Klebeetiketten für Mikroskopie-Objektträger.

- Lösemittel- und temperaturbeständig (-70 °C bis +100 °C)
- L x B: 22 x 22 mm
- Auf Blättern zu 96 Etiketten für Drucker

Orange	Blau	Grün	Rot	Weiß	Gelb	Gemischt	CHF pro 2400
053156	053154	053155	053157	053006	053158	053159	AA -

Objektträger aus Glas für Hämatologie



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
049286	Volle Glasplatte 20 x 10 cm	AA -
049440	Volle Glasplatte 20 x 20 cm	AA -
049241	Volle Glasplatte 10 x 10 cm	AA -
049263	Volle Glasplatte 16 x 14 cm	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com