Deckglasheber für Objektträger und Deckgläschen

- Für Objektträger und Deckgläschen geeignet
- Arbeitet kratzerfrei
- Vermeidet Bildung von Luftblasen im Mounting Medium
- Robustes Material



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
900515	Deckglasheber für Objektträger und Deckgläschen	AA -

Super Glue für Einschluss

- 3 Tubes Set
- Tube Kapazität : 1 g
- High-Speed-Kleber: 10 Sek.



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
999227	Tubes Sekundenkleber Superglue-3 1g - 3-er Set	AA -


Inklusions-Balsam Eukitt

- Schnelle Härtung
- Verfestigt sich in 20 Minuten



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
045798	Inklusions-Balsam - Fläschchen 100 ml	AA -
045799	Inklusions-Balsam - Fläschchen 250 ml	AA -

Spatel für Mikroskopie-Objektträger



- Spatel zum Ausstreichen der Proben auf dem Objektträger
- Regelmäßiges Verstreichen ohne Streifenbildung
- Zwei Seiten: eine mit rechtem Winkel, die andere mit angeschnittenen Winkeln
- Aus lichtdurchlässigem Polystyrol

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
050125	Spatel Flex-Strips für Objektträger	50	AA -

Montageharze für die Mikroskopie EUKITT®

EUKITT® Classic



- Erstarrung in 20 Minuten
- Langzeit-Konservierung von Proben
- Keine Selbstfluoreszenz unter UV-Licht
- Ideale Viskosität für lamellen Kleber
- Brechungsindex n [20 °C]: 1,49
- Viskosität: 500 - 750 mPa.s

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
124103	EUKITT® Classic - Flasche 100 ml	AA -
124104	EUKITT® Classic - Flasche 250 ml	AA -
124105	EUKITT® Classic - Flasche 500 ml	AA -

EUKITT® neo

- Erstarrung in 20 Minuten
- Formulierung ohne Xylol
- Keine Selbstfluoreszenz unter UV-Licht
- Ändert nicht die Struktur oder die Farbe des untersuchten Materials
- Brechungsindex n [20 °C]: 1,48
- Viskosität: 250 - 450 mPa.s

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
124100	EUKITT® neo - Flasche 100 ml	AA -
124101	EUKITT® neo - Flasche 250 ml	AA -
124102	EUKITT® neo - Flasche 500 ml	AA -

EUKITT® UV

- Trocknen in 30 Sekunden unter UV-Licht
- Kompatibel mit allen Arten von Stoffen
- Neutral und farblos
- Enthält keine Lösungsmittel oder organische Moleküle
- Ermöglicht es Ihnen, doppelt so viele Proben mit dem gleichen Volumen zu verarbeiten
- Brechungsindex n [20 °C]: 1,48
- Viskosität: 350 - 550 mPa.s

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
124106	EUKITT® UV - Flasche 100 ml	AA -