Medium für Kryostat OCT Cellpath

- Medium für Gewebeschnitte mit Kryostaten
- Schnelles Einfrieren, verhindert die Bildung von Kristallen, die das Gewebe beschädigen können
- Einfach zu bedienen dank der Tropfflasche
- Restflüssigkeitsstand
- Leicht zu beobachten
- Temperaturbereich:-20 bis -30 °C



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
050226	OCT Cellpath 125 ml	AA -

Montagemedium Citramount

- Trägermedium bestehend aus Butylacetat und Acryl
- Speziell entwickelt für die direkte Montage von Objektträgern auf Proben, die mit D-Limonen oder Xylol behandelt werden
- Erstarrung in weniger als 24 Stunden
- Nicht mit automatischem Lamellenkleber verwenden
- Brechungsindex: 1,484
- Viskosität: 90 mPa.s



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
494336	Citramount - 100 ml Tropfflasche	AA -
494337	Citramount - 500 ml Flasche	AA -

Montagemedium Poly/Mount


- Montagemedium auf Toluolbasis, nicht wasserlöslich und mit Xylol oder Toluol mischbar
- Erhält die Mehrheit der biologischen Farbstoffe
- Ideale Viskosität, verhindert Blasenbildung und ermöglicht eine optimale Haftung der Lamellen
- Geeignet für die Langzeitlagerung histologischer Schnitte (keine Gelbfärbung des Trägermediums)
- Brechungsindex : 1,484
- Viskosität : 192 mPa.s



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
494342	Poly / Mount - 120 ml Tropfflasche	AA -
494343	Poly / Mount - 940 ml Flasche	AA -

Mowiol 4-88 Pulver zur Vorbereitung des Montagemediums

- Montagemedium für die Immunfluoreszenz durch Zugabe von Glycerin
- Kompatibel mit molekularbiologischen Anwendungen
- Erhält die Farbe der Proben (durch Zugabe von p-Phenylendiamin)
- Brechungsindex identisch mit dem von Immersionsöl
- Erstarrung in 12 Stunden



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
494338	Mowiol 4-88 500 g	AA -
494339	Mowiol 4-88 1 kg	AA -

Montagemedium Aqua-Poly/Mount

- Montagemedium in Wasser löslich, nicht fluoreszierend
- Ideal für die direkte Befestigung von Deckgläsern auf Proben in wässrigem Medium
- Kompatibel mit Farbstoffen und fluoreszierenden Proben sowie gefrorenen Proben
- Verfestigung in 24-48 Stunden bei 20-50% relativer Luftfeuchtigkeit
- Kompatibel mit automatischen Lamellenklebemaschinen
- Brechungsindex : 1,454 - 1,460
- Viskosität : 390 mPa.s



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
494333	Aqua-Poly / Mount - 20 ml Flasche	AA -
494334	Aqua-Poly / Mount - 100 ml Flasche	AA -
494335	Aqua-Poly / Mount - 5 Flaschen à 20 ml	AA -

Montagemedium Polyglass

- Montagemedium in Wasser löslich, nicht fluoreszierend
- Ideal für die direkte Befestigung von Deckgläsern auf Proben in wässrigem Medium
- Kompatibel mit Farbstoffen und fluoreszierenden Proben sowie gefrorenen Proben
- Verfestigung in 24-48 Stunden bei 20-50% relativer Luftfeuchtigkeit
- Kompatibel mit automatischen Lamellenklebemaschinen
- Brechungsindex : 1,454 - 1,460
- Viskosität : 390 mPa.s



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
494340	Polyglas - 120 ml Tropfflasche	AA -
494341	Polyglas - 6 x 120 ml Tropfflaschen	AA -

Medium zum Einbetten und Einfrieren von Gewebe Polyfreeze

- Schnelles Einfrieren, ideal zum Schneiden von Gewebe mit Kryostat
- Unterstützt bis zu 3 µm Schnittstärke
- Bereich der Schnitttemperaturen: -8 bis -25 °C
- Für ein schnelles Einfrieren der in Polyfreeze enthaltenen Proben, wird Isopentan und flüssiger Stickstoff oder Trockeneis empfohlen
- Empfohlene Probenlagerung: -80 °C versiegelte Boxen oder Flüssigstickstoffkanister
- Farbige Tolyfreeze-Medien ermöglichen die schnelle Unterscheidung verschiedener Arten von Proben



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
494328	Polyfreeze 120 ml - klar	AA -
494329	Polyfreeze 120 ml - grün	AA -
494330	Polyfreeze 120 ml - gelb	AA -
494331	Polyfreeze 120 ml - rot	AA -
494332	Polyfreeze 120 ml - blau	AA -

Preisänderung vorbehalten, besuchen Sie www.milian.com