Färbeplatte für 10 oder 20 Objektträger



- **Für Routine-Färbung von Proben, die eine feuchte Umgebung benötigen**
- **Für Immuno-Histochemie, Hämatologie, Zytologie und Mikrobiologie**
- **Auf vier Gummi-Füßen, stapelbare Einheiten**
- **Basis aus schwarzem ABS kann bis zu 20 Objektträger auf rutschfesten Schienen aufnehmen**
- **Die Basis dient als Auffangbehälter für Restflüssigkeit oder als Befeuchter**

Zwei Deckel:
- Ein transparenter Deckel aus PETG für die Visualisierung der Proben, verwendbar von -20 °C bis 60°C
- Ein schwarzer Deckel für die Inkubation bei Fluoreszenz. Aus ABS, verwendbar -80 °C bis + 80 °C

Platten für 10 Objektträger - L x B x H (mm) : 240 x 240 x 45

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
040200	Färbeplatte für 10 Objektträger mit klarem Deckel	AA -
040201	Färbeplatte für 10 Objektträger mit schwarzem Deckel	AA -
040202	Deckel hell einzeln	AA -
040203	Deckel schwarz einzeln	AA -

Platten für 20 Objektträger - L x B x H (mm) : 380 x 240 x 45

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
040204	Färbeplatte für 20 Objektträger mit klarem Deckel	AA -
040205	Färbeplatte für 20 Objektträger mit schwarzem Deckel	AA -
040206	Deckel hell einzeln	AA -
040207	Deckel schwarz einzeln	AA -


Färbeplatte für 8 Objektträger



- **Platte für 8 Objektträger**
- **Aus Polypropylen und Polyethylen gemischt**
- **Mit Boden zur Rückgewinnung der Flüssigkeit im Volumen von 38 ml**
- **Kompaktes Format, Maße (L x B x H): 305 x 127 x 29,50 mm**
- **Deckel mit integriertem Griff und schwarze Platte für lichtempfindliche Produkte**
- **Geliefert zu 4, mit einem Deckel**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 4
047672	4 Einweg-Färbeplatten + 1 Deckel	AA -

Schwarze Färbekammern für lichtempfindliche Produkte



- **Färbekammer bestehend aus 3 Teilen:**
  - **Färbekammer**
  - **Halter für 25 Objektträger**
  - **Dichter Verschluss**
- **Aus POM (Polyoxymethylen)**
- **Halter mit umklappbarem Bügel**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
781341B	Schwarze Färbekammer Komplett mit dichtem Verschluss	AA -
781342B	Halter aus schwarzem POM	AA -
781343B	Färbekammer einzeln	AA -

Färbekammer aus Glas



Kammer aus Sodakalkglas. Bestehend aus einer Kammer, einem Korb und einem Bügel (jedes Element muss separat bestellt werden).

Für 20 Objektträger 76 x 26 mm Seite an Seite.

Art. Nr.	Bezeichnung	L x B x H (mm)	CHF
068506	Kammer mit Deckel	105 x 85 x 75	AA -
068507	Schale (ohne Bügel)	90 x 70 x 60	AA -
068508	Bügel (Stahldrat)	-	AA -

Färbekammer Coplin



Kammer aus Sodakalkglas mit Deckel, vom Typ Coplin. Kapazität : 5 Objektträger 76 x 26 mm oder 10 Objektträger Rücken an Rücken.

Art. Nr.	ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
068512	73 x 105	1	AA -
4904355	90 x 115	1	AA -
4904354	90 x 115	10	AA -