
Kippbares Rack erweiterbar für 10 Objektträger

Halter aus Plexiglas, für 10 Objektträger. Kammer aus PVC.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
065208	Färbetrog mit Deckel und Halter 380 x 170 x 80 mm (Set komplett)	AA -
065210	Färbetrog mit Deckel 380 x 170 x 80 mm	AA -
065232	Halter einstellbar für 10 Objektträger	AA -



Färbeküvette Columbia

- Färbeküvette für 4 Deckgläser bis 22 mm Breite
- Aus Sodakalkglas
- Schraubdeckel aus Polyethylen Teflon-beschichtet
- Für die Beschichtung beispielsweise von Deckgläsern mit Poly-D-Lysin oder zur Vorreinigung von Deckgläsern



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
048813	Färbeküvette Columbia	1	AA -
048814	Färbeküvette Columbia	6	AA -

Küvette Coplin

- Aus Polypropylen
- Autoklavierbar bei aufgeschraubtem Deckel
- Für 10 Objektträger Seite an Seite
- Maße (ø x H): 59 x 114 mm



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
085101	Küvette Coplin	AA -

Färbekammer 50 Objektträger

- Für 50 Objektträger von der Größe 75 x 25 mm oder 75 x 38 mm oder 75 x 51 mm
- Maße (L x B x H) ext. / int. : 200 x 105 x 83 mm / 185 x 88 x 68 mm
- Halter aus rostfreiem Stahl, resistent gegen die meisten Färbelösungen
- Fest angebrachter, umklappbarer Griff erlaubt das Verschließen der Kammer und das mühelose Eintauchen/Herausziehen der Deckgläser



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
048903	Färbekammer komplett	AA -
048904	Kammer alleine	AA -
048905	Deckel alleine	AA -
048906	Kammer und Deckel	AA -
048907	Halter alleine	AA -

Färbekammer Coplin mit Schraubdeckel



- Kammer für 10 Objektträger (75 x 25 mm)
- Öffnung oben für eine Nutzung ohne Pinzetten
- Schraubdeckel aus Polypropylen vermindert Verdunstungen
- Rechteckige Basis, Innenmaße: 26 x 26 x 70 mm
- Enthält ungefähr 55 ml

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
048909	Färbekammer mit PP-Deckel weiß	1	AA -
048910	Ersatz-Deckel	6	AA -
048911	Färbekammer mit PP-Deckel weiß*	1	AA -

* InnenMaße (L x B x H): 26 x 26 x 90 mm

Reinigungsständer für Objektträger





- Für 10 Objektträger von 18, 22 bis 25 mm Breite
- Aus Polypropylen, autoklavierbar
- Gute Resistenz gegen Chemikalien und thermische Beständigkeit
- Maße (LxBxH): 39 x 30 x 25 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
053492	Reinigungsständer für 10 Objektträger	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com