Glaskammer mit Halter aus Glas oder rostfreiem Stahl



- Größen der geeigneten Objektträger: 75 x 25 mm / 75 x 38 mm / 75 x 51 mm
- Innenmaße (L x B x H): 118 x 88 x 70 mm
- Halter aus Glas mit Bügel für 16 Objektträger, 31 diagonal oder 32 Seite an Seite
- Halter aus rostfreiem Stahl mit abnehmbarem Griff für 30 Objektträger

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
048810	Kammer aus Glas mit Deckel	AA -
048827	Halter aus Glas mit Bügel	AA -
048899	Halter aus rostfreiem Stahl mit Bügel	AA -

Färbeküvetten für Objektträger







Küvetten

- Aus Acetal Polymer
- Resistent gegen Alkohol und Xylen, aber nicht gegen Phenol
- Für 80 ml Reagenzmittel
- Verwendung von -170 °C bis 121 °C, autoklavierbar
- Maße: 64 x 76 x 92 mm

Farbe	Blau	Grün	Rosa	Weiß	Gelb	CHF 6 Stk.
Art. Nr.	040677	040678	040679	040680	040681	AA -

Färbegestell für Objektträger

- Kann bis zu 12 Mikroskopie-Objektträger aufnehmen
- Maße (L x B x H): 60 x 64 x 97 mm
- Ideal für Verfahren in der Mikrowelle (bis 120 °C)
- Verwendbar in Färbeküvetten Easy Dip

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
040676	Färbegestell für 12 Objektträger	6	AA -
040676A	Färbegestell für 12 Objektträger	1	AA -

Kit 5 Küvetten + Halter

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
930602	Kit mit 6 Küvetten + Aluminium Rack	AA -
040863	Gestell aus Aluminium	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
040682	Kit mit 5 Küvetten + 1 Färbegestell	AA -

Behälter nach Borel



Röhrchen nach Borel aus Sodakalkglas, mit Deckel.

- Maße (ø x H): 40 x 80 mm
- Für 3 Objektträger (76 x 26 mm)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 10
068513	Röhrchen nach Borel	AA -
068650	Prisma für Röhrchen Borel	AA -

Färbekammer aus Porzellan



Färbekammer mit Deckel aus Porzellan.

- Für 10 Objektträger 76 x 26 mm
- Maße (L x B x H): 70 x 40 x 86 mm

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
068514	Färbekammer Porzellan	AA -