Färbekasten nach Hellendahl



- Aus Polymethylpenten (TPX)
- Für 8 Objektträger vertikal oder 16 Objektträger Seite an Seite
- Maße (L x B x H): 58 x 54 x 86 mm
- Xylen bewirkt nach zwei-tägigem ununterbrochenem Kontakt mit der Raumtemperatur einen chemischen Angriff auf den Kunststoff

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
391059	Färbekasten nach Hellendahl	AA -


Färbekammer Typ Schifferdeck



- Aus Polymethylpenten (TPX)
- Für 10 Objektträger vertikal oder 20 Objektträger Seite an Seite
- Maße (L x B x H): 85 x 70 x 50 mm
- Xylen bewirkt nach zwei-tägigem ununterbrochenem Kontakt mit der Raumtemperatur einen chemischen Angriff auf den Kunststoff

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
391060	Färbekammer Typ Schifferdecker	AA -

Färbekammer mit zwei Deckeln



- Aus Polymethylpenten (TPX)
- Verwendbar mit oder ohne Halter aus Polypropylen für 20 Objektträger
- Das Öffnen des Deckels erleichtert die Verwendung des Halters während der Färbephase

Art. Nr.	Bezeichnung	L x B x H (mm)	CHF
391057	Färbekammer	81 x 101 x 70	AA -
391058	Halter für 20 Objektträger	Höhe Schaft inklusive: 167 L x B: 70 x 86 (Kammer: 81 x 101)	AA -

Färbekammern vertikal






2 Modelle:
- vertikale Kammer rechteckig;
- vertikale Kammer oval (Typ Joly).

- Aus Glas
- Autoklavierbar
- Mit Deckel

Art. Nr.	Modell	Maße (mm)	CHF
065213	Rechteckig	L x B x H = 40 x 20 x 85 mm	AA -
065214	Oval	ø x H = 40 x 85 mm	AA -

Versandbehälter für Objektträger



- Aus Polyethylen
- Zum Versand von Objektträger (76 x 26 mm)
- Durch Einteilung in Kompartimente wird jeder Objektträger gesichert und kann nicht verrutschen

Art. Nr.	Maße L x B x H (mm)	Anzahl Plätze	VE	CHF/ VE
391583	98,8 x 50,6 x 6,4	1	10	AA -
391584	70 x 84 x 6	2	10	AA -
391585	84 x 97 x 6	3	10	AA -

Einzelversandbehälter für Objektträger Unimailer



Innovativer Kunststoffbehälter zum Versand eines Mikroskopie-Objektträgers (76 x 26 mm).

- Besteht aus einer einzigen Fläche ohne Deckel, der Behälter wird durch Auflegen einer zweiten Hülle verschlossen.
- Beschriftungsfeld
- Verschluss und Verriegelung durch Clip-System
- Ein Schlitz ermöglicht Sicherheitsversiegelung
- Für Transport und Versand einer unbegrenzten Anzahl an Objektträgern sind die Behälter durch Aneinanderstecken stapelbar
- Maße (L x B x H): 89 x 29 x 6 mm

Farbe	Blau	Grün	Rosa	Weiß	Gelb	VE	CHF/ VE
Art. Nr.	039746	039747	039748	039749	039750	50	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com