Transportbehälter für Mikroskopie-Objektträger Lockmailer

- Röhrchen aus Polypropylen, Verschluss aus HDPE, mit Stehrand
- Für 4 Objektträger
- Mit Schraubverschluss und Bruchsicherheitslasche
- Geringes inneres Flüssigkeitsvolumen (12 ml)
- Maße ø x H: 35 x 87 mm
- Wird durch farbige Einsätze ergänzt, die in den Verschluss integriert werden, um die Identifizierung zu erleichtern



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 500
040684	Transportbehälter für 4 Objektträger Lockmailer	AA -

Deckeleinsätze für Lockmailer

	Gemischt	Blau	Grün	Blasslila	Rot	Gelb	Weiß	Grau	Rosa	Violett	Orange
Art. Nr.	039365	039371	039372	039374	039377	039380	039379	039373	039376	039378	039375
CHF pro 500	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Kunststoffversandbehälter



Behälter für 2 Objektträger 76 x 26 mm mit Deckelverriegelung. Farbsortiment: violett, orange, blau, rot und gelb.

Art. Nr.	Anzahl Objektträger	Farbe	VE	CHF/ VE
037525	2	Natur	25	AA -
037529	2	Assortiert	25	AA -
320650	1	Natur	50	AA -

Versandbehälter für 5 Objektträger



Polypropylenbehälter für 5 Objektträger (76 x 26 mm) mit Klappdeckel und Deckelverriegelung. 2 Modelle: seitliche Öffnung (horizontaler Behälter) oder Öffnung an der Oberseite (vertikaler Behälter).

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
037530	Horizontaler Behälter 5 Objektträger	25	AA -
037531	Vertikaler Behälter 5 Objektträger	25	AA -
037767	Vertikale Behälter - Farbsortiment (je 5 Behälter der folgenden 5 Farben: rot, gelb, blau, violett und orange)	25	AA -

Boxen für 100 Objektträger

- Aus ABS und Polypropylen für 100 Objektträger 26 x 75 mm
- L x B x H außen (cm): 20,7 x 19,5 x 3,2
- 5 Farben zur einfachen Identifizierung und Sortierung
- Mit digitaler Markierung in der Mitte und Typenschild auf der Innenseite der Wechselbox (siehe Zubehör)
- Seitliche Aufbewahrung für kleine Gegenstände (Stift, Dissektionswerkzeug)
- Schiebeverriegelung an der Seite



Art. Nr.	Farbe	CHF
320625	blau	AA -
320626	orange	AA -
320627	grün	AA -
320628	rot	AA -
320629	lila	AA -
320630	Auswahl von 5 Farben	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
320631	Inventar Ersatzkarten	10	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com