Mikroskopie-Objektträger-Spenderbox

Zum sauberen Archivieren und für die Einzelausgabe von Mikroskopie-Objektträgern.



- **Spenderbox aus ABS und PS**
- **Einzelausgabe der Objektträger mittels Drehen der seitlichen Rädchen**
- **Kapazität: 50 Objektträger (26 x 76 mm)**
- **Maße L x B x H: 100 x 120 x 140 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
085100	Objektträger-Spenderbox	AA -

Objektträgerbehälter für 5 bis 10 Objektträger



- **Aus ABS**
- **Zum Versand oder Aufbewahren von 5 bis 10 Objektträgern**
- **Schraubverschluss**
- **Möglichkeit zum bruchsicheren Verschließen des Behälters**
- **Maße (ø x H): 40 x 90 mm**


Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 10
391054	Objektträgerbehälter für 5 bis 10 Objektträger	AA -

Trockengestell

Gestell aus besonders widerstandsfähigem Polystyrol, für das Trocknen und Lagern von Mikroskopie-Objektträgern in vertikaler Position.
Maße (L x B x H) großes Modell: 75 x 213 x 25 mm.
Maße (L x B x H) kleines Modell: 75 x 125 x 25 mm.

- **Erleichtert das Lesen der Objektträger**
- **Möglichkeit zum Einlesen von Strichcodes**
- **Fassungsvermögen von einem oder zwei Objektträgern pro Fach**


Farbe	Kapazität	Blau	Grün	Rosa	Weiß	Gelb	CHF pro 10
Großes Modell	10 bis 200	039730	039731	039732	039733	039734	AA -
Kleines Modell	50 bis 100	039735	039736	039737	039738	039739	AA -



Ständer für 15, 40 oder 78 Objektträger

- **Für das Trocknen von Objektträgern**
- **Für Standard-Objektträger (75 x 25 mm)**
- **Aus Polyethylen, widerstandsfähig gegen chemische Produkte**

Art. Nr.	Maße (mm)	Anzahl Objektträger	CHF
037777	153 x 102 x 21	15	AA -
037778	298 x 105 x 24	40	AA -
037779	299 x 178 x 21	78	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com