## Histologiekammer



- Aus Polystyrol, konzipiert, um Feuchtigkeit im Innern zu halten
- Stapelbar
- Für 10 Objektträger
- Ideal für Anwendungen in der Immunologie
- Maße (L x B x H) außen: 20,6 x 16 x 3 cm / L x B Kammer: 7,8 x 2,8 cm
- Trennung der Fächer durch leeren Zwischenraum von 1,2 cm, der beim Deckelauflegen verschlossen wird
- Verfügbar in 2 Farbtönen

| Art. Nr. | Bezeichnung | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| 064108 | Histologiekammer, hell | 3 | AA - |
| 064109 | Histologiekammer, schwarz | 3 | AA - |


## Objektträgerkästen mit Stülpdeckel




- Behälter ohne Scharniere, mit Stülpdeckel
- Geeignet für 25, 50 oder 100 Objektträger (76 x 26 mm)
- Aus Polystyrol, nicht autoklavierbar
- Mit Indexkarte
- Nummerierte Fächer

| Kapazität | 25 Objektträger | 50 Objektträger | 100 Objektträger |
|---|---|---|---|
| Maße (mm) | 96 x 122 x 35 | 100 x 230 x 35 | 185 x 230 x 35 |
| Blau | 139529 | 139533 | 139537 |
| Grün | 139530 | 139534 | 139538 |
| Rot | 139531 | 139535 | 139539 |
| Gelb | 139532 | 139536 | 139540 |
| CHF | AA - | AA - | AA - |

## Boxen aus ABS für Objektträger



- Lagerung und Transport von Objektträger 26 x 76 mm
- Boxen aus ABS, stoßfester als Polypropylen oder Polystyrol
- Verwendbar von - 10 °C bis + 50 °C
- Markierung Biohazard auf dem Deckel
- Scharnierdeckel und Sicherheitsverschluss mit Clip
- Numerischer Index

| Art. Nr. | Für | Außenmaße L x T x H (mm) | CHF zu 5 |
|---|---|---|---|
| 390855 | 12 Objektträger | 50 x 80 x 30 | AA - |
| 390856B | 25 Objektträger | 95 x 80 x 30 | AA - |
| 390857 | 50 Objektträger | 80 x 200 x 30 | AA - |
| 390858 | 100 Objektträger | 160 x 200 x 30 | AA - |

## Objektträgerkästen mit Scharnierdeckel



Polystyrol-Box zum Archivieren (76 x 26 mm) Objektträgern. Der Behälter für 100 Objektträger verfügt über einen Verschluss-Clip und einen Scharnierdeckel.
3 Modelle:
- Für 25 Objektträger: 135 x 90 x 32 mm
- Für 50 Objektträger: 211 x 85 x 35 mm
- Für 100 Objektträger: 220 x 170 x 33 mm

- Korkboden
- 6 Farben zur Wahl für einfaches Identifizieren und Sortieren
- Indexkarte im Deckelinneren

| Farben | Kästen für 25 Objektträger | Kästen für 50 Objektträger | Kästen für 100 Objektträger |
|---|---|---|---|
| Blau | 037510 | 037507 | 037501 |
| Grün | 037511 | - | 037502 |
| Rot | 037512 | 037508 | 037503 |
| Gelb | - | - | 037504 |
| Weiß | 037514 | 037509 | 037505 |
| Grau | - | - | 037506 |
| Schwarz | - | - | 047684 |
| CHF/Einheit | AA - | AA - | AA - |
| Gemischt | - | - | 010196* / 010197** |
| CHF pro 5 | - | - | AA - / AA - |

* Schaumstoffboden ** Korkboden