

## Archiv-Box mit Stülpdeckel, für Mikroskopie-Objektträger



- Aus „High Impact"-Polystyrol, sehr robust
- Mit nummerierten Führungsschlitzen
- Stapelbar
- Viel Platz zwischen den Führungsschlitzen für einfache Handhabung der Objektträger
- Vollständig abnehmbarer Deckel

| Art. Nr. | Anzahl archivierbarer Objektträger | Maße (mm) | Höhe (mm) | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 391209 | 25 | 98 x 83 | 38 | AA - |
| 391210 | 50 | 230 x 97 | 35 | AA - |
| 391211 | 100 | 230 x 180 | 35 | AA - |

## Archiv-Box mit Deckel für Objektträger



Archiv-Box zur Aufbewahrung von bis zu 400 Mikroskopie-Objektträgern.
Maße (L x B x H) großes Modell: 82 x 245 x 86 mm.
Maße (L x B x H) kleine Modell: 82 x 140 x 86 mm.

- Durchsichtiger Klappdeckel
- Enthält ein Archivier-Tablett für 100 Objektträger bzw. 200 Objektträger Seite an Seite (großes Modell) oder 50 bzw. 100 Objektträger Seite an Seite (kleines Modell)
- 5 Farben zur Wahl
- Das innere Gestell ist herausnehmbar
- Ohne das innere Gestell kann die Box 400 Objektträger (großes Modell) oder 200 Objektträger (kleines Modell) in drei Reihen erfassen
- Vertikal angeordnete Objektträger für Lesbarkeit durch den Deckel
- Möglichkeit zum Ablesen eines Strichcodes, ohne die Objektträger aus der Box zu nehmen

| Farbe | Kapazität | Blau | Grün | Rosa | Weiß | Gelb | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großes Modell | 100 oder 400 | 039720 | 039721 | 039722 | 039723 | 039724 | AA - |
| Kleines Modell | 50 oder 200 | 039725 | 039726 | 039727 | 039728 | 039729 | AA - |

## Kasten für Objektträger zum Einfrieren bei -80 °C



- Aus Polykarbonat
- Mit Edelstahlscharnieren oder Stülpdeckel
- Objektträgerhalter aus temperaturbeständigem Schaumstoff
- Mit numerischer Markierung
- Stapelbar
- Für Objektträger: 25 x 25 mm
- Autoklavierbar

| Art. Nr. | Anzahl Objektträger | Deckel | L x T x H (mm) | Farbe | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| 037994 | 100 | Scharnier | 208 x 175 x 34 | Violett | AA - |
| 320528 | 25 | Stülpdeckel | 141 x 88 x 35 | Blau | AA - |

## Hohe Box für 100 Objektträger 76 x 50 mm



- Für Objektträger 76 x 50 mm
- Innen Korkboden mit nummerischer Markierung
- Für 100 Objektträger
- Farbe: Blau
- Maße: 208 x 175 x 60 mm

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 037983 | Archiv-Box aus ABS für 100 Objektträger 76 x 50 | AA - |

## Einbettformen aus rostfreiem Edelstahl



| Art. Nr. | L x B x H (mm) | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| 040728 | 7 x 7 x 5 | 12 | AA - |
| 040729 | 15 x 15 x 5 | 12 | AA - |
| 040730 | 24 x 24 x5 | 12 | AA - |
| 040731 | 30 x 24 x 5 | 12 | AA - |
| 040732 | 37 x 24 x 5 | 12 | AA - |