
Einweg-Einbettformen mit Untersatz

- PVC, glatte Innenfläche
- Zum Einbetten. Verwendung mit Kassetten oder Einbettringen
- Verwendbar von -80 °C bis +60 °C



Art. Nr.	Maße (mm)	VE	CHF/ VE
040664	7 x 7 x 5	500	AA -
039910	15 x 15 x 5	1000	AA -
039950	24 x 24 x 5	1000	AA -
040262	30 x 24 x 5	1000	AA -
040665	37 x 24 x 5	500	AA -

Moules jetables Peel-A-Way®

- Aus Polyethylen
- Geeignet für Einschlüsse in Paraffin oder Epoxid und Acrylharze
- Sauberes und einfaches Lösen




Art. Nr.	Modell	Formen	Maße L x B (mm)	Tiefe (mm)	VE	CHF/ VE
494300	S22	Quadratisch	22 x 22	20	288	AA -
494301	R30	Rechteckig	22 x 30	20	288	AA -
494302	R40	Rechteckig	22 x 40	20	264	AA -
494304	T8	Gekürzt	von 22 x 22 bis 8 x 8	20	288	AA -
494305	T12	Gekürzt	von 22 x 22 bis 12 x 12	20	288	AA -
494303	Sortiment	Quadratisch / Rechteckig / Gekürzt	-	20	48*	AA -

*Enthält 16 Formen S22, 8 Formen R30, 8 Formen R40, 8 Formen T8 und 8 Formen T12

Schaumstoff-Pad für Biopsie


Die Gewebeproben werden zwischen zwei Schaumstoffeinlagen platziert und anschließend in Gewebekapseln gelegt, die mit Metall- oder Kunststoffdeckeln versehen sind.
Aus Polyurethanschaumstoff, 30 PPI.



Art. Nr.	Zu verwenden mit	Maße (mm)	VE	CHF/ VE
040666	Kassetten	30,2 x 25,4 x 2	1000	AA -
040667	Kleinen Kapseln	25,4 x 2	1000	AA -
040668	Großen Kapseln	34,55 x 2	1000	AA -

Metallgitter für Elektronenmikroskopie

- Für Proben-Einreichung
- Kupfer, Kupfer/Blei, Nickel oder Gold
- Ø Gitter : 3,05 mm
- Quadratmaschen (andere Geometrie auf Anfrage)



Modell Gitter		G50	G75	G100	G150	G175	G200	G250	G300	G400
Ø Draht (µm)		80	55	45	40	37	35	30	25	25
Ø Öffnung (µm)		420	285	205	125	108	90	70	58	37
Material: Kupfer 100 / Kolben	Art. Nr.	796000	796001	796002	796003	796004	796005	796006	796007	796008
	CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Material: Kupfer / Blei 100 / Kolben	Art. Nr.	796009	796010	796011	796012	796013	796014	796015	796016	796017
	CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Material: Nickel 100 / Kolben	Art. Nr.	796018	796019	796020	796021	796022	796023	796024	796025	796026
	CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -
Material: Gold 50 / Kolben	Art. Nr.	796027	796028	796029	796030	796031	796032	796033	796034	796035
	CHF	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
796036	Lagerbox für 50 Gitter	AA -
796037	Lagerbox für 100 Gitter	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com