
Einbettkassetten Histosette 1, 2 & Unisette







Histosette 1

- Aus Acetalpolymer
- Der vordere Schriftbereich ist um 45° geneigt
- Deckel am Kassettenboden befestigt
- Die Ablaufspalten optimieren den Durchfluss sowie Flüssigkeitsaustausch und gewährleisten eine effiziente Drainage
- Die Biopsie-Modelle verfügen über viereckige Öffnungen (1 mm Seitenlänge)

Histosette 2

- Aus Acetalpolymer
- Modelle M 492 und M 493: Deckel verfügt über in Kassette integrierten Sicherheitsverschluss
- Modelle M 486 und M 485: Deckel und Kassetten werden getrennt geliefert (als 10ooer Pack angeboten, zwei Spenderboxen mit 500 Kassetten und eine Spender-Box mit 1000 Deckeln)


Unisette

- Aus Acetalpolymer
- Der Deckel ist leicht abnehmbar und die Scharniere sorgen für einen sicheren Halt des Deckels
- Der vordere Schriftbereich ist um 45° geneigt
- Die Grifflasche des Deckels ist seitlich angebracht und nicht mehr mittig
- In 11 nicht zytotoxischen und nicht metallhaltigen Farben sowie 3 fluoreszierenden Farben verfügbar

Farben	Histosette 1 Standard M498	Histosette 1 Biopsie M499	Histosette 2 Standard M492	Histosette 2 Biopsie M493	Histosette 2 Standard M485	Histosette 2 Biopsie M486	Unisette Standard	Unisette Biopsie
Weiß	040503	040517	039751	039762	039773	039784	040537	040551
Rosa	040504	040518	039752	039763	039774	039785	040538	040552
Grün	040505	040519	039753	039764	039775	039786	040539	040553
Gelb	040506	040520	039754	039765	039776	039787	040540	040554
Blau	040507	040521	039755	039766	039777	039788	040541	040555
Pfirsich	040508	040522	039756	039767	039778	039789	040542	040556
Beige	040509	040523	039757	039768	039779	039790	040543	040557
Grau	040510	040524	039758	039769	039780	039791	040544	040558
Blasslila	040511	040525	039759	039770	039781	039792	040545	040559
Orange	040512	040526	039760	039771	039782	039793	040546	040560
Wassergrün	040513	040527	039761	039772	039783	039794	040547	040561
VE	500	500	500	500	1000	1000	500	500
CHF/VE	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Einbettkassetten ohne Deckel





Kassetten für Gewebeproben während der Behandlungs-, Einbett- und Schnittverfahren.

- Aus Acetalpolymer (außer 040277: aus Polypropylen)
- Geneigte Oberfläche ermöglicht die Identifizierung der Probe während der gesamten Einbettetappen

Natur	Weiß	Rosa	Grün	Gelb	Blau	CHF pro 500
040277	040278	040279	040280	040281	040282	AA -
Pfirsich	Beige	Grau	Blasslila	Orange	Wasser-grün	CHF pro 500
040283	040284	040285	040286	040287	040288	AA -

Zubehör

Wiederverwendbarer Metalldeckel.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
040289	Metalldeckel für Kassette	25	AA -