CytoSep™ Zytologie-Trichter

Einzelne Trichter







Für **SHANDON CYTOSEP** Zentrifugen.

- **Wird verwendet, um eine dünne Schicht von Zellen in einem klar definierten Bereich eines Objektträgers abzulagern**
- **Speziell an den Cytosept angepasstes Filterpapier, das die Absorption von überschüssiger Flüssigkeit ermöglicht**
- **Die Trichter werden mit einer Kappe zum Schutz der Proben geliefert**
- **Für 0,5 ml Proben einen einzelnen CytoSep™ mit weißem Filterpapier und Deckel verwenden; 6 mm (28 mm²) Ablagerung - kann mit Metallclips verwendet werden 930779**
- **Für Proben bis zu 0,4 ml, wie z. B. Rückenmarksflüssigkeit, sollte der einfache CytoSep™ mit braunem Filterpapier und Deckel verwendet werden, um eine langsamere Absorption der Flüssigkeit zu ermöglichen**
- **Alle Komponenten sind einzeln erhältlich**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
930515	Doppelter Trichter mit weißem Filter und Verschluss	50	500	**AA -**
930663	Doppelter Trichter mit weißem Filter und Verschluss, Einzelverpackung	100	500	**AA -**
930774	Doppelter Trichter mit weißem Filter und Verschluss	50	500	**AA -**
930775	Einfacher Trichter einzeln	-	500	**AA -**
930776	Verschluss einzeln	50	500	**AA -**
930596	Weißes Filterpapier	-	200	**AA -**
930784	Weißes Filterpapier	-	200	**AA -**

Doppelte Trichter





Für 2 Proben gleichzeitig auf einem Objektträger.

- **Ideal für die Immunhistochemie**
- **Für Proben bis zu 0,5 ml; 6 mm (28 mm²) Auflagefläche**
- **Der Filter ist vormontiert**
- **Wird mit Kappe geliefert**
- **Kann mit Metallklammern verwendet werden 930779**
- **Alle Komponenten sind einzeln erhältlich**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
930664	Doppelter Trichter mit weißem Filter und Verschluss	50	500	**AA -**
930665	Doppelter Trichter mit weißem Filter und Verschluss, Einzelverpackung	100	500	**AA -**
930777	Doppelter Trichter einzeln	-	500	**AA -**
930776	Verschluss einzeln	50	500	**AA -**
930778	Weißes Filterpapier	-	200	**AA -**

Clip aus Metall für CytoSep™

Hält den Objektträger während des Zentrifugierens in der CytoSpin™ nahe am CytoSep™

- **Autoklavierbar**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
930779	Metallklammer	6	**AA -**



Einzelne oder doppelte CytoSep™-Trichter aus Vollkunststoff










- **Einweg**
- **Verringerung des Risikos der Exposition gegenüber Krankheitserregern und der Kreuzkontamination**
- **erfordern keine Metallklammern**
- **Für 0,5-ml-Proben den Cytosep mit weißem Filterpapier und Deckel verwenden; 6 mm (28 mm²) Ablagerung**
- **Doppeltrichter ermöglichen die Ablage von 2 Proben gleichzeitig auf einem Objektträger**
- **Geliefert mit Filterpapier**
- **Alle Komponenten sind einzeln erhältlich**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
930543	Doppelter Trichter mit weißem Filter und Verschluss	40	480	**AA -**
930780	Doppelter Trichter mit braunem Filter und Verschluss	40	480	**AA -**
930544	Doppelter Trichter mit weißem Filter und Verschluss	40	480	**AA -**
930781	Einfacher Trichter einzeln	50	500	**AA -**
930782	Doppelter Trichter einzeln	50	500	**AA -**
930776	Verschluss einzeln	50	500	**AA -**
930783	Basis einzeln	50	500	**AA -**
930596	Papier mit weißem Filter für einfachen Trichter	-	200	**AA -**
930784	Papier mit braunem Filter für einfachen Trichter	-	200	**AA -**
930778	Papier mit weißem Filter für doppelten Trichter	-	200	**AA -**