CytoSep™ Zytologie-Trichter (Fortsetzung)

Mega-Trichter CytoSep™



Für die Vorbereitung von Proben mit hohem Volumen.

- **erfordern keine Metallklammern**
- **Große Ablagerungsfläche : 22 x 14,75 mm (325 mm²); 12-faches Volumen des Standard CytoSep™ (6 ml)**
- **Strategisch platzierte Schikanen verhindern die Zellsedimentation, was zu einer gleichmäßigen Zellablagerung und einer hervorragenden Präparationsqualität führt**
- **Verringerung des Risikos der Exposition gegenüber Krankheitserregern und der Kreuzkontamination**

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
930785	Mega Trichter Cytosep mit Verschluss	40	480	**AA -**
930786	Weißes Filterpapier	-	200	**AA -**

CytoSep™-Trichter für Unitech-Zentrifuge (Wescor) Cytopro

Einzelne Trichter

- **Die einzelnen Elemente lassen sich schnell zusammenfügen und leicht ausrichten**
- **Kompressionsring für bessere Flusskontrolle und Ergebnisse**
- **Die Proben werden direkt durch die Kappe geladen**
- **Die Stopfen bieten zusätzliche Sicherheit für den Bediener**
- **Große, zentrierte Zellablagerungsfläche für einfacheres und empfindlicheres Screening**



Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
930791	Einzelkammer mit weißem Filterpapier	24	48	**AA -**
930792	Weißes Filterpapier	-	100	**AA -**

Doppelte Trichter

- **Doppelzimmer mit nahe gelegenen und leicht auffindbaren Ablageflächen**
- **7-mm-Spot bietet eine um 37 % größere Fläche zum Sammeln von Zellen**



Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
930793	Doppelkammer mit weißem Filterpapier	24	48	**AA -**
930794	Weißes Filterpapier	-	100	**AA -**

CytoSep™-Trichter für Sakura Cyto-Tek Zentrifuge



Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
930787	Kammer 1 ml	50	200	**AA -**
930788	Fuß	50	200	**AA -**
930789	Verschluss	50	200	**AA -**
930790	Weißes Filterpapier	-	200	**AA -**

CytoSep™-Trichter für Cytofuge StatSpin-Zentrifuge



- **Zur schonenden Konzentration von Zellen in einem Bereich von 7 mm Durchmesser auf einem Objektträger**
- **Vom Filter absorbierter Überstand**
- **Proben von 50 bis 400 µl**
- **Hochwertige Einzelzellenbeschichtung**
- **Filter separat erhältlich**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
930795	Konzentrator	48	**AA -**
930796	Filter	200	**AA -**

CytoSep™-Trichter für Hettich Cyto-System



- **Mehrere Trichteroptionen: 2, 3 oder 4 pro Objektträger**
- **4 Größen verfügbar: 1, 2, 4 oder 8 ml**
- **Die 1-ml-Kammer ist für kleine Volumina mit geringer Zellkonzentration vorgesehen**
- **2 und 4 ml Kammern: geeignet für zellreiche Proben**
- **8-ml-Kammer: empfohlen für sehr große Proben (Urin)**

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
930797	Trichter Volumen 1 ml	50	**AA -**
930798	Trichter Volumen 2 ml	50	**AA -**
930545	Trichter Volumen 4 ml	50	**AA -**
930799	Trichter Volumen 8 ml	50	**AA -**
930800	Filter für 1, 2 und 4 ml Kammer	200	**AA -**
930801	Kammerfilter 8 ml	200	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com