CryoSette™

930767



Zur Konservierung von gefrorenen Gewebe.

- CryoSette™ mit Acetalboden und HDPE-Schraubkappe
- Erhält die Integrität des Gewebes
- Breite Öffnung
- Maße der Kammer Außen- Øx Innen- Øx H (mm): 21 x 18 x 10,5
- Maße Außen- Øx Innen- Øx H (mm): 24 x 38 x 11
- Kann in einem Gefrierschrank bei -86°C oder in der Gasphase von flüssigem Stickstoff bei -196°C gelagert werden
- Möglichkeit zum Hinzufügen eines 2D-Einsatzes (040957) für eine effiziente Rückverfolgbarkeit
- 5 farbcodierte Einsätze zur Auswahl
- Option zum Anbringen eines Kennzeichnungsetiketts aus Pappe (930766) oder Kunststoff (930765) unter dem Boden der CryoSette™
- Getestet bei 95 KPa
- Auswahl zwischen 2 Versionen von Lagerungsboxen (930763 oder 930764)

930764

930763



Lagerungsbox für 21 CryoSette™ aus Polypropylen

- Dicke Wände verhindern Verformungen aufgrund von Temperaturschwankungen
- SBS-Format, Robotik-kompatibel
- Markierung an den Seiten zur Orientierung der Box
- Schloss für optimalen Verschluss
- Lagerungtemp. von -196 °C bis + 121 °C
- Kann nur in der Gasphase von flüssigem Stickstoff gelagert werden
- Maße: 127,76 x 85,48 x 6 mm

Aufbewahrungsbox für 40 CryoSette™ aus Polycarbonat

- Maße: 133 x 133 x 52 mm
- Lager-Temperatur : von ± -196 °C bis +121 °C
- Autoklavierbar bei 120°C 1 bar für 20 Minuten.
- Möglichkeit zum Beschreiben des Deckels

930766



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
930767	CryoSette™ orange	250	AA -
930763	Lagerungsbox für 21 CryoSette™	10	AA -
930764	Lagerungsbox für 40 CryoSette™	10	AA -
930768	Kartontrennwand für 930764	6	AA -
930766	Identifikations-Etikette für CryoSette™ Karton	100	AA -
930765	Identifikations-Etikette für CryoSette™ Kunststoff	100	AA -
040957	Einsatz 53 mm 2D Datamatrix schwarz	500	AA -
040958	Einsatz 53 mm blau	500	AA -
040959	Einsatz 53 mm grün	500	AA -
040960	Einsatz 53 mm Lila	500	AA -
040961	Einsatz 53 mm rot	500	AA -
040962	Einsatz 53 mm gelb	500	AA -

Objektträger Scanner OPTISCAN10



- Optisches Bild in digitale Bildkonvertierung
- Objektträger 24 x 75 mm
- Normale Auflösung: 5000 dpi Hohe Auflösung: 10.000 dpi
- Scanzeit: 1 min 30 s bis 2 min 10 s
- LED-Beleuchtung
- Leicht verwertbares digital Bild
- Windows XP Service Pack 2 Kompatibilität / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 / 32-64 bit / USB 2.0
- Kommt mit USB-Kabel 1,5 m, Netzteil , CD-ROM

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
671181	Objektträger Scanner 10 000 dpi	AA -

Histologie-Platte



- Kapazität: 50 Objektträger
- Arbeitsfläche aus eloxiertem, schwarzem Aluminium mit hohem Kontrast für bessere Sichtbarkeit der Probe
- Leicht austauschbares Heizelement
- Mit abnehmbarem Stab für waagerechte Positionierung, beidseitig oder einseitig auf dem Stab

Temperatur	5°C über RT bis 100°C
Kapazität Objektträger (76 x 26 mm)	50
Maße (L x B x H) (mm)	390 x 180 x 90
Stromverbrauch (W)	150
Art. Nr.	078554
CHF	AA -