
Histologisches Wasserbad

Histologisches Wasserbad für Paraffin-Einbettungen „Termofin".

- **Temperatur regelbar von 40 °C bis 80 °C**
- **Stabilität ± 1 °C**
- **Teflon-beschichtet**
- **Inneres Becken, oberer Teil und Deckel PTFE-beschichtet, farbecht mattschwarz**
- **Mit Öffnung für Temperatur-Ablese-Thermometer**
- **Bedienfeld: Netzschalter, Thermostat zur Temperatursteuerung, synchronisiert mit Signallampe**
- **Anwendung: Zum Schmelzen und Flüssighalten von Paraffin für die Visualisierung der Gewebeschnitten**

Kapazität	4 Liter
ø x Nutzhöhe	250 x 100 mm
ø x Äußere Höhe	340 x 140 mm
Stromverbrauch	430 W
Gewicht	2,3 kg



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
068649	Histologisches Wasserbad zum Einbetten in Paraffin	AA -

Archivschubladen

- **Für die Aufbewahrung von 165 Einbettformen oder 250 Kassetten pro Schublade**
- **Aus Polystyrol**
- **Robust**
- **Identifizierungsetiketten inbegriffen**
- **Als Pack mit Einbettformen oder Kassetten erhältlich**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF/ VE
040669	Archivbox, nur mit Schubladen	AA -

Paraffin Paraplast-Plus

Zum Einbetten von Proben.

- **In Paillettenform geliefert**
- **Schmelztemperatur: 56 °C**
- **1 kg**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
140320	Paraplast Plus 1 kg	AA -

Paraffinspender

- **Äußeres Gehäuse aus Epoxy-beschichtetem Metall**
- **Inneres Becken und Deckel aus PTFE-beschichtetem Aluminium, farbecht schwarz**
- **Ablaufhahn mit integrierter Heizung**



Kapazität (l)	4
ø x Nutzhöhe (cm)	20 x 15
ø x H Außen (cm)	28 x 30
Stromverbrauch (W)	400
Gewicht (kg)	5
Art. Nr.	**068646**
CHF	**AA -**

Regelbar für Temperaturen von 5°C über RT bis 100°C
Stabilität ± 1,5 °C. Bedienfeld:

- Netzschalter mit Kontrollanzeiger
- Signallampe zeigt Betrieb der Heizung an
- Thermostatischer Temperaturregler
- Temperaturregler für Ablaufhahn

Finden Sie unsere Farbstoffe und Bleichmittel.
Seiten 660 und 661



Paraffinspender 5 l

NEU



- **Kapazität von 5 Litern Paraffin**
- **LED-Zündungsanzeige**
- **Beleuchtetes LCD-Display**
- **Möglichkeit der Programmierung der Start- und Endzeit des Heizzyklus**

Kapazität	5 Liter Behälter
Programmierbare Parameter	Start- und Endzeit
Maße (mm)	410 x 440 x 360
Stromversorgung	220 V, 50 hz
Art. Nr.	**942904**
CHF	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com