Paraffinspender



Kompaktes Gerät zur Abgabe von geschmolzenem Paraffin nach Bedarf direkt aus dem Hahn.
Digitales Display zur Einstellung und Anzeige der Temperatur.

- **Kapazität: 7,5 l**
- **Einstellung der RT. +5 °C bis 70 °C**
- **Edelstahlschüssel mit antimikrobieller Beschichtung**
- **Beheizter Wasserhahn zur Vermeidung von Wachsstöpseln**
- **Kompaktes Modell**

Temperatur (°C)	RT. +5 °C bis 70 °C
Display Auflösung (°C)	1
Genauigkeit	+/- 1 °C
Tankinhalt (l)	7,5
Gewicht (kg)	7
Maße L x T x H (mm)	181 x 500 x 455
Energieverbrauch (W)	480
Stromversorgung	230 V, 50-60 Hz
Art. Nr.	**002125**
CHF	**AA -**

Manuelles rotierendes Mikrotom



- **Zur Herstellung von Gewebeschnitten in Paraffin**
- **Handrad ergonomisch, einfach zu bedienen mit verriegelbarem Mechanismus**
- **Schneidfläche 50 x 45 mm**
- **Probenklemme und Universalklemme für Kassette, leicht austauschbar und verstellbar**
- **Makro fortgeschrittenes System**
- **Geliefert mit 2 Klingenhaltern für Einwegklingen mit hohem und niedrigem Profil, mit kippbarem Fingerschutz**

Schnittdicke (µm)	0,5 - 60
Schnittstärke Einstellung	0,5-2 µm im Schritt von 0,5 µm 2-10 µm im Schritt von 1 µm 10-20 µm im Schritt von 2 µm 20-60 µm im Schritt von 5 µm
Winkel der Orientierung der Klinge	0 - 12 °
Horizontale Bewegung der Probe (mm)	35
Vertikale Bewegung der Probe (mm)	46
Probenorientierung	8° (Auge x-y) ; Kreisel 360°
Maße L x T x H (mm)	300 x 570 x 270
Gewicht (kg)	34
Stromversorgung	220V 50hz
Art. Nr.	**942836**
CHF	**AA -**

Sterile Pasteurpipetten aus Polystyrol



- **Aus transparentem Polystyrol, Länge 150 mm und 230 mm**
- **Vorteile gegenüber Glaspipetten: sicher, kostengünstig, garantiert Gamma-steril**
- **In Einzelverpackung oder zu 25 Stück**

Länge (mm)	Einzelverpackung steril	Verpackung 25 Stck. steril
152	**978357**	**978358**
229	**978359**	**978360**
Verpackt zu	50	25
VE	200	500
CHF/VE	**AA -**	**AA -**