
Pasteurpipetten VOLAC

Unterer Kapillardurchmesser: 1,5 mm.

Art. Nr.	Gesamtlänge (mm)	Steril	Mit Watte gestopft	Dick-wandig	VE	CHF/ VE
320244	150	–	–	–	1000	AA -
320246	150	–	Ok	–	1000	AA -
320247	150	Ok	Ok	–	250	AA -
320248	230	–	–	–	1000	AA -
320252	230	–	Ok	–	1000	AA -
320253	230	Ok	Ok	–	250	AA -



Pasteurpipetten aus Glas ohne Baumwolle

- Natronkalkglas
- Ohne Baumwolle
- Beachtet den Standard USP Typ III
- Offene Spitzen

Art. Nr.	Länge (mm)	Innen-Ø Spitze (mm)	Volumen (ml)	VE	CHF/ VE
251563	150	1,1	2	1000	AA -
251564	230	1,1	2	1000	AA -



Sauger für Pasteurpipetten

Art. Nr.	Material	VE	CHF/ VE
251565	Silikon	100	AA -
251566	Naturkautschuk-Latex	100	AA -
012780	Silikon Versilic	25	AA -
042251	Latex (Olivenform)	100	AA -

Pasteurpipetten aus Kunststoff

- Aus Polystyrol Medical Grade
- Gammastrahlen sterilisiert

Art. Nr.	Länge (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
141399	145	50	200	AA -
841400	230	50	200	AA -

DNase RNase

Pyrogen



Pasteur Pipetten aus Polypropylen

- Aus Polypropylen
- Sicherer und weniger spröde als Glaspipetten
- Gute chemische Beständigkeit
- Sterile Einzelverpackungen , steril lose oder unsteril lose
- Autoklavierbar

Länge (mm)	Einzelverpackungen steril	Lose steril	Lose unsteril
152	978494	978368	978369
229	978370	978371	978372
Verpackt zu	50	25	100
VE	200	500	500
CHF/VE	AA -	AA -	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com