Pasteurpipetten aus Sodakalkglas



Art. Nr.	Gesamtlänge (mm)	øxL Körper (mm)	øxL Kapillare (mm)	Mit Watte gestopft	Geschlossen	Aseptisch	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
020419	150	6,5 x 100	1,5 x 50	-	-	-	4 x 250	1000	AA -
020420	230	6,5 x 100	1,5 x 130	-	-	-	4 x 250	1000	AA -
711175	350	7 x 120	1,5 x 175	Ok	Ok	Ok	4 x 200	800	AA -
042002	230	6,5 x 100	1,5 x 130	-	-	-	250	1000	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
042100	Glasstab für Pasteurpipetten 300 mm	1 kg	10 kg	AA -

* Die Pasteur-Pipetten werden als Verpackungseinheit oder im Standardkarton geliefert.

Hochpräzise Pasteurpipetten

- **Aus Sodakalkglas mit Einschnürung**
- **Unterer Kapillar-Ø 1,3 mm**





* Die sterilen Pipetten wurden mit Ethylenoxid sterilisiert

Art. Nr.	Gesamtlänge (mm)	Mit Watte gestopft	Geschlossen	Steril	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
495000	150	–	–	–	250	1000	AA -
495001	230	–	–	–	250	1000	AA -
495002	270	–	–	–	250	1000	AA -
495003	300	–	–	–	250	1000	AA -
495005	150	Ok	–	–	250	1000	AA -
495006	230	Ok	–	–	250	1000	AA -
495007	150	–	Ok	–	250	1000	AA -
495008	230	–	Ok	–	250	1000	AA -
495009	150	Ok	Ok	–	250	1000	AA -
495011	150	Ok	Ok	Ok	250	1000	AA -
495012	230	Ok	Ok	Ok	250	1000	AA -

Pasteur-Pipetten nicht steriles Kalk-Natron-Glas



Art. Nr.	Gesamtlänge (mm)	Mit Watte	Geschlossen	VE	CHF/ VE
065421	150	Non	Nein	250	AA -
065422	230	Nein	Nein	250	AA -
065468	150	Ja	Nein	250	AA -
065469	230	Ja	Nein	250	AA -
065470	230	Nein	Ja	250	AA -
065471	230	Ja	Ja	250	AA -
065472	270	Nein	Nein	250	AA -
065473	270	Ja	Nein	250	AA -

Pipetten de transfert en LDPE Wheaton®



Art. Nr.	Geasmt-Vol.(ml)	Bulb Vol. (ml)	Länge (mm)	Vol.(µl) Tropfen	Graduierung	Steril	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
055764	5	3,5	150	34,5	Ja bis 1 ml Schritt 0,25 ml	Nein	500	3000	AA -
055781	5	3,5	150	34,5	Ja bis 1 ml Schritt 0,25 ml	Ja	1	500	AA -
055791	5	3,5	150	34,5	Ja bis 1 ml Schritt 0,25 ml	Ja	10	1500	AA -
055792	5	3,5	150	34,5	Ja bis 1 ml Schritt 0,25 ml	Ja	20	1500	AA -
055765	7	3,5	160	47,6	Ja bis 3 ml Schritt 0,50 ml	Nein	500	3000	AA -
055780	7	3,5	160	47,6	Ja bis 3 ml Schritt 0,50 ml	Ja	1	500	AA -
055793	7	3,5	160	47,6	Ja bis 3 ml Schritt 0,50 ml	Ja	10	1500	AA -
055794	7	3,5	160	47,6	Ja bis 3 ml Schritt 0,50 ml	Ja	20	1500	AA -
055787	1,5	1	103	20	Nein	Nein	500	3000	AA -
055789	1,5	1	103	20	Nein	Ja	1	500	AA -
055788	1,5	1	103	20	Nein	Ja	10	1500	AA -
055790	1,5	1	103	20	Nein	Ja	20	1500	AA -
054996	23	10	300	45,4	Nein	Nein	100	600	AA -