
Transferpipetten Biosigma

- Aus Polyethylen
- Steril oder nicht steril - peel-off-Verpackung für die sterilen Modelle
- Kostensparend



Graduierte Pipetten


Modell	Vol. Schaft 1 ml graduiert	Vol. Schaft 3 ml graduiert
Vol. Bulb (ml)	4,5	4
Länge (mm)	145	155
Graduierung (ml)	0,25	0,5
Lose	390509	390512
VE	500	500
CHF/Beutel	AA -	AA -
Steril/5	390510	390513
VE	1000	1000
CHF/VE	AA -	AA -
Steril/1	390511	390514
VE	1000	1000
CHF/VE	AA -	AA -

Weitere Transferpipetten - Nicht steril.

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
390515	Transferpipette 1,5 ml long tip	2400	AA -
390521	Transferpipette 10 ml	1500	AA -
390516	Transferpipette für Kit Fast Read	1000	AA -
390518	Transferpipette für Testkarte	10 000	AA -

LDPE Transferpipetten

- Aus LDPE
- Betriebstemperatur von -196 °C bis 90 °C



Nicht steril

Art. Nr.	Typ	Wulst Volumen (ml)	Länge (mm)	VE	CHF/ VE
380573	4 ml, schmaler Schaft, kurz	3	85	500	AA -
380574	6,5 ml, schmaler Schaft	3,2	155	500	AA -
380575	Genaues Volumen 0,05 ml	0,05	59	500	AA -
380576	Genaues Volumen 0,075 ml	0,075	75	500	AA -
380577	Genaues Volumen 0,1 ml	0,1	83	500	AA -
380578	Genaues Volumen 0,2 ml	0,2	115	500	AA -
380579	Genaues Volumen 0,25 ml	0,25	104	500	AA -

Steril

Art. Nr.	Typ	Wulst Volumen (ml)	Länge (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
380580	5,8 ml, feine Spitze	3,4	147	20	400	AA -

Graduiert nicht steril

Art. Nr.	Typ	Wulst Vol. (ml)	Länge (mm)	Graduierung / Schritten (ml)	VE	CHF/ VE
380581	7,5 ml, großer Wulst	3,5	148	3,0/0,5	500	AA -
380582	5 ml, großer Wulst	3,4	145	1,0/0,25	500	AA -
380583	5 ml für Blut	2	155	2,0/0,5	500	AA -
380584	Movette 7 ml	4,8	140	1,5/0,5	100	AA -
380585	Movette 15 ml	5,8	192	5,0/1,0	100	AA -
380586	5 ml	1,8	150	2,25/0,25	500	AA -

Graduiert steril

Art. Nr.	Typ	Wulst Vol. (ml)	Länge (mm)	Graduierung / Schritten (ml)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
380587	7 ml, großer Wulst	3,2	155	3/0,5	10	400	AA -
380588	5 ml, großer Wulst, einzeln verpackt	3,4	150	1,0/0,25	100	400	AA -
380589	5ml , großer Wulst	3,4	145	1,0/0,25	10	400	AA -

Lange Transferpipette



- Gesamtvolumen: 6 ml
- Gesamtlänge : 227 mm
- Ø Stängel: 4,4 mm
- Bulb-Volumen: 3,2 ml
- Tropfen-Volumen 40 µl
- Graduiert bis 1,5 ml im Schritt von 0,5 ml

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
042865	Transferpipetten	400	AA -
042866	Transferpipetten steril, einzeln verpackt	500	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com