
Wählen Sie Ihre Transferpipette nach dem gewünschtem Bulb-Volumen aus.

	STANDARD			EXTRA LANG		FEINE SPITZE		
Bulb-Volumen (ml)	1,9	3,2	4,6	2,3	7,3	1	3,3	3,3
Länge (mm)	**154**	**156**	**157**	**225**	**300**	**104**	**147**	**153**
Tropfen pro ml	23	20	20	25	20	50	55	50
Bulb-Vol. + Schaft (ml)	5	7,7	8	6	23	1,5	5,8	5
Graduierung (ml)	-	-	-	-	-	-	-	-



Volumen Tropfen (µl)

Nicht steril	**043336**	**043202**	**043204**	**043262**	**043263**	**043231**	**043232**	**043233**
Schachtel mit	500	500	400	400	100	400	500	250
CHF/VE	**52,65 -**	**52,65 -**	**43,30 -**	**43,30 -**	**41,25 -**	**47,40 -**	**50,95 -**	**34,05 -**
Steril/1	**043336S**	**043202S**	**043204S**	**043262S**	**043263S**	**043231S**	**043232S**	**043233S**
Schachtel mit	500	500	400	400	100	400	400	400
CHF/VE	**100,30 -**	**134,05 -**	**100,30 -**	**84,25 -**	**98,60 -**	**109,55 -**	**132,20 -**	**117,10 -**
Steril/10	**043336M**	**043202M**	**043204M**	**043262M**	**043263M**	**043231M**	**043232M**	**043233M**
Schachtel mit	500	500	400	400	100	400	500	500
CHF/VE	**83,65 -**	**73,20 -**	**79,25 -**	**73,05 -**	**84,85 -**	**97,95 -**	**104,75 -**	**116,50 -**