
TRANSFERPIPETTEN

Wählen Sie Ihre Transferpipette nach dem gewünschten Bulb-Volumen aus.

	FEINE SPITZE		SCHMALER SCHAFT				SPEZIAL		
Bulb-Volumen (ml)	4,8	3,5	0,9	3,3	8	10	0,2	0,2	0,2
Länge (mm)	**147**	**157**	**64**	**155**	**155**	**171**	**131**	**131**	**124**
Tropfen pro ml	45	50	25	25	19	18	-	-	-
Bulb-Volumen + Schaft (ml)	8,7	5,8	1,2	4,6	15	-	1	1	0,8
Graduierung (ml)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Volumen Tropfen (µl)

Nicht steril	**043234**	**043235**	**043241**	**043251**	**043252**	**030126**	**043292**	**043293**	**043295**
Schachtel mit	400	500	500	500	250	200	500	500	500
CHF/VE	**66,55 -**	**62,05 -**	**52,65 -**	**52,65 -**	**35,75 -**	**24,70 -**	**69,60 -**	**69,60 -**	**69,60 -**
Steril/1	**043234S**	**043235S**	**043241S**	**043251S**	**043252BS**	-	-	-	-
Schachtel mit	400	400	500	500	250	-	-	-	-
CHF/VE	**120,95 -**	**115,30 -**	**216,70 -**	**105,60 -**	**69,85 -**	-	-	-	-
Steril/10	**043234M**	**043235M**	**043241M**	**043251M**	**043252M**	-	-	-	-
Schachtel mit	400	500	500	500	200	-	-	-	-
CHF/VE	**115,80 -**	**110,80 -**	**77,55 -**	**74,10 -**	**93,75 -**	-	-	-	-