
Wählen Sie Ihre Transferpipette nach dem gewünschtem Bulb-Volumen aus.

	BREITE ÖFFNUNG	GRADUIERT					STANDARD	
Bulb-Volumen (ml)	4,8	0,8	2,2	3,4	1,8	3,2	0,9	1,9
Länge (mm)	**137**	**116**	**140**	**155**	**152**	**155**	**87**	**129**
Tropfen pro ml	16	21	25	25	24	20	25	25
Vol. Bulb + Schaft (ml)	9,3	1,5	3,9	5,8	4,8	7,5	1,7	4
Graduierung (ml)	-	0,1 / 0,3	0,25 / 1	0,25 / 1	0,5 / 2	0,5 / 3	-	-



Volumen Tropfen (µl)

Nicht steril	**043337**	**043282**	**043212**	**043222**	**043274**	**043225**	**043273**	**043335**
Schachtel mit	250	500	500	500	500	500	500	400
CHF/VE	**51,10 -**	**51,10 -**	**51,10 -**	**51,10 -**	**51,10 -**	**51,10 -**	**51,90 -**	**51,10 -**
Steril/1	**043338**	**043282S**	**043212S**	**043222S**	**043274S**	**043225S**	**043273S**	**043335S**
Schachtel mit	250	500	500	500	500	500	500	400
CHF/VE	**51,10 -**	**87,70 -**	**102,45 -**	**102,45 -**	**102,45 -**	**113,60 -**	**97,50 -**	**97,50 -**
Steril/10	**043339B***	**043282M**	**043212M**	**043222M**	**043274M**	**043225M**	**043273M**	**043335M**
Schachtel mit	250	500	500	500	500	500	500	400
CHF/VE	**47,70 -**	**73,65 -**	**94 -**	**74,10 -**	**88,95 -**	**74,05 -**	**84,40 -**	**92,45 -**

* 043339: Steril/20