
Transferpette 8 Kanäle



- Pipette aus transparentem Polyethylen
- Gibt rund 600 µl pro Kanal ab
- Erhältlich in steriler oder nicht steriler Version

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
085017	Transferpette nicht steril	25	AA -
085018	Transferpette steril	100	AA -

Objektträger mit Zählgitter Quick Read



- Acryl-Objektträger von hoher optischer Qualität
- Verfügt über 10 Einzelkammern mit Raster für die Zählung
- Volumen jeder Einzelkammer: 6,3 µl
- Maße (L x B) : 83 x 31 mm
- Dicke : zwischen 1 und 2 mm
- Nicht steril
- Aus PMMA (Polymethylmetakrylat)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 100
380500	Objektträger Quick Read	AA -

