Einweg-Zählkammern C-Chip


- Für einmaligen Gebrauch, kein mühsames Reinigen, kein Risiko von Kreuzkontamination
- Reduziert das Risiko, mit infizierten Produkten in Berührung zu kommen
- Material: PMMA (Polymethyl Methacrylate)
- Außenmaße: 25 x 75 mm, Dicke: 1,2 mm
- Raster: Neubauer, Burker Turk, Fuchs-Rosenthal; Brechungsindex: 1,59; Transparenz wie Glas (>86%)

Anwendungen:

- Zellentests: Zellkonzentration, Viabilitätstests
- Blut-Analyse, Zählung von Blutkörperchen
- Mikrobiologie: Sporen- und Bakterienzählung
- Klinische Medizin: Zählung von Sperma für FIV



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 50
393000	Neubauer G-Slide 10 µl Zellen	AA -
393013	Neubauer G-Slide-Zelle 10 µl - 4 Kammern	AA -
393001	Fuchs-Rosenthal G-Slide-Zelle 10 µl	AA -
393002	Burker Turk G-Slide-Zelle 10 µl	AA -
393011	Burker G-Slide-Zelle 10 µl	AA -
393012	Malassez G-Slide-Zelle 10 µl	AA -






Zählkammern mit 4 Kammern aus Polystyrol

- Zählkammern für einmaligen Gebrauch mit 4 Kammern
- Mit eingebautem Deckglas
- Für einfaches Zählen ohne Kontaminationen
- Für Zählen von 4 Proben unabhängig voneinander
- 4 Kammertypen:
  NEUBAUER / BURKER-TURK / THOMA / FUCHS ROSENTHAL


	NEUBAUER	BURKER-TURK	THOMA	FUCHS ROSENTHAL
In Schachtel zu 10 Stck.	813001	813003	813005	813007
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -
Schachtel zu 300 (30 x 10)	813000	813002	813004	813006
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -




NEUBAUER




BURKER-TURK



THOMA



FUCHS ROSENTHAL



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com