

Objektträger-Zählkammern aus Kunststoff Kovas Objektträger



Acryl-Objektträger mit 10 einzeln quadrierten Zählkammern. Gitter: 3 x 3 mm. Tiefe: 0,1 mm. Raster: 9 in jeweils 9 Quadrate unterteilte Felder.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF pro 100
050126	Kovas Objektträger	AA -

Zählkammer Makler




Zählkammer mit definierter Tiefe zum Erhalt einer Monoschicht von Spermien.

- **Deckglas mit Raster in 100 Quadraten (0,1 mm Seitenlänge)**
- **Abstand von 10 µm zwischen Zählkammer und Deckglas**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
000972	Zählkammer Makler	AA -
000973	Raster-Gitter für Zählkammer Makler	AA -

Zählkammer Sedgewick Rafter



- **Mit Deckglas**
- **Zum Zählen von Partikeln in 1 ml Wasser**
- **Graduierte Zählkammer mit 1 mm-Gitter, welches 1 ml in jeweils 1000 µl aufteilt**
- **Maße der Zählkammer: 50 x 20 x 1 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
140470	Zählkammer Sedgewick Rafter	AA -
140471	Zählkammer Sedgewick Rafter Kunststoff	AA -
140472	Ersatz-Deckglas 60 x 30 x 1 mm	AA -

Zählkammer Howard



Deckglas Howard 25 Kreise auf schwarzem Untergrund

- **Mit schwarzer Zählmaske**
- **5 x 5 Aussparungen**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
140464	Deckglas Howard, 25 Kreise auf schwarzem Untergrund	AA -

Zählkammer Howard

- **Für die Untersuchung von Fruchtsäften**
- **Tiefe 0,1 mm, 2 Linien im Abstand von 1402 µm, Kreisdurchmesser 18 mm**
- **Wird ohne Deckglas geliefert**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
140460	Zählkammer Howard	AA -

Zählkammer Howard ohne Linien

- **Wird ohne Deckglas geliefert**
- **Tiefe 0,1 mm, Durchmesser: 20 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
140463	Zählkammer Howard ohne Linien	AA -

Deckgläser für Zählkammern Howard

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
140461	Deckglas 25 x 40 x 0,4 mm für Zählkammern Howard	AA -
140462	Deckglas 25 x 40 x 0,4 mm verchromt 5 x 5 Kreise ø 1,382 mm	AA -

Zählkammer Mac Master Zählkammer Mac Master



Ersatz-Deckglas für Zählkammer MacMaster

- **80 x 18 mm**
- **3 Netze 10 x 10 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
140466	Ersatz-Deckglas für Zählkammer Mac Master	AA -

Zählkammer Mac Master 2 Felder

- **Geschliffene Ränder**
- **Auf drei Abstandhalter geklebt**
- **2 Netze**
- **Maße: 75 x 32 mm**
- **Mit Deckglas**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
140467	Zählkammer Mac Master 2 Felder	AA -

Zählkammer Mac Master 3 Felder

- **Geschliffene Ränder**
- **3 Netze 10 x 10 mm**
- **Abgerundete Ecken**
- **Halteklammern**
- **Mit Deckglas**
- **Maße: 127 x 26 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
140465	Zählkammer Mac Master 3 Felder	AA -