


Zählkammern


Hochgenaue Zählkammern aus Glas mit eingravierten Linien. Einfache Version, Version mit doppeltem Gitter, metallische Version (hellere, kontrastreichere Linien).



Malassez



Thoma



Lemaur


Nageotte


Neubauer


Neubauer verbessert


Agasse Lafont - B Bürker





Zählkammern – Für In-Vitro-Diagnose angepasst – CE-Kennzeichnung - mit doppelter Zählkammer

Typ	Raster	Tiefe (mm)	Gitter (mm^2)	Zählung	Art. Nr.	CHF
Malassez	Doppelt	0,2	5	Hämatozyten-Leukozyten	**140501**	**AA -**
Malassez	Doppelt, metallisch	0,2	5	Blutkörperchen	**140533**	**AA -**
Malassez	Doppelt	0,2	5	Hämatozyten-Leukozyten	**900589****	**AA -**
Malassez	Doppelt, metallisch	0,2	5	Blutkörperchen	**900590****	**AA -**
Thoma	Doppelt	0,1	1	Hämatozyten-Leukozyten	**140503**	**AA -**
Thoma	Doppelt, metallisch	0,1	1	Blutkörperchen	**140535**	**AA -**
Nageotte	Doppelt	0,5	10	Rückenmark	**140506**	**AA -**
Nageotte	Doppelt, metallisch	0,5	10	Rückenmark	**140532**	**AA -**
Neubauer	Doppelt	0,1	3	Erythrozyten-Leukozyten	**140515**	**AA -**
Neubauer	Doppelt, metallisch	0,1	3	Erythrozyten-Leukozyten	**140528**	**AA -**
Neubauer verbessert	Doppelt	0,1	3	Erythrozyten-Leukozyten	**140514**	**AA -**
Neubauer verbessert*	Doppelt	0,02	3	Erythrozyten-Leukozyten	**140469**	**AA -**
Neubauer verbessert	Doppelt, metallisch	0,1	3	Erythrozyten-Leukozyten	**140527**	**AA -**
Bürker	Doppelt, metallisch	0,1	9	Hämatozyten-Leukozyten	**140529**	**AA -**

* Typ Petroff ** mit Klemmen

Spezielle Deckgläser für Zählkammern. Dicke: 0,4 mm.

Art. Nr.	L x B (mm)	Für Zähl-kammer	Typ	VE	CHF/ VE
140537	22 x 22	Simple	Malassez, Neubauer, Thoma, Fuchs-Rosenthal, Lemaur, Agasse Lafont	10	**AA -**
140536	20 x 26	Doppelt	Malassez, Neubauer, Thoma, Fuchs-Rosenthal, Lemaur, Agasse Lafont	10	**AA -**
140583B*	22 x 32	Doppelt	Nageotte	100	**AA -**
900596*	30 x 30	Doppelt	Nageotte	100	**AA -**
999712	22 x 30	Doppelt	Nageotte	10	**AA -**

* Dicke Nr. 1

Zählkammern Neubauer High Definition

- **Hochpräzise Zählkammer für in-vitro Diagnostik mit schwarzen oder hellen Zähllinien**
- **V-Slash-System erleichtert das Befüllen des Kapillarspaltes und minimiert das Überlaufrisiko**
- **Für den Einsatz in in-vitro-Diagnostik CE-Kennzeichnung / IVD-Richtlinie 98/79/EG**

Art. Nr.	Typ	Farbe der Zähllinie	CHF
900504	Neubauer	Schwarz	**AA -**
900505	Neubauer	Hell	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com