Kolonienzähler e-counter



- **Verwendung mit Sharpie Marker**
- **Jeder Druck auf die Spitze des Markers erhöht die digitale Zählung**
- **Speichern von bis zu 32 einzelnen Zählungen und Anzeige der Summe auf dem Display**
- **Verwendung mit oder ohne akkustisches Signal**
- **Stoppt nach 10 Min. Nichtbenutzung**
- **E-counter wird auf einen Halter vertikal aufgesetzt, mit dem Sharpie Marker aufgesteckt und verschlossen**
- **Geliefert mit einer Knopfbatterie CR1225, einem Halter**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
037809	Kolonienzähler	AA -
098442	Ersatzbatterie CR 1225	AA -
059127	Stift Sharpie schwarz (5 Stück)	AA -

Kolonienzähler CS6PLUS Stuart

Manueller Kolonienzähler mit LED-Beleuchtung.
Der auf die Petrischale ausgeübte Druck setzt die Zählung in Schritten von 0 bis 999 in Gang.



Lupe nicht inbegriffen, als Zubehör erhältlich.

- **Datentransfer auf PC via USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)**
- **Beleuchtung durch LED-Lampe von oben und unten verhindert Spiegelungen und Wärmetransfer**
- **Geliefert mit einem Wolffhügel-Raster und einer Zentrierdisk für einfacheres Lesen mit Petrischalen von 50 bis 90 mm sowie einem schwarzen Boden für bessere Visualisierung transparenter Kolonien**
- **Akkustisches Signal bei jedem Druck**
- **Lupe als Zubehör für die Zählung von kleinen Kolonien (separat zu bestellen)**
- **Antimikrobielle Beschichtung Biocote**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
001800	Kolonienzähler SC6PLUS ohne Lupe	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
001175	Lupe zur Vergrößerung 1,7x für SC6PLUS	1	AA -
491116	Lupe zur Vergrößerung 3x für SC6PLUS	1	AA -
491117	Wolffhügel-Raster	10	AA -
491118	Zentrieradapter für SC6PLUS	2	AA -
491119	Satz Scheiben zum Schutz von SC6PLUS	5	AA -
491120	Schalenhalter	1	AA -

Manueller Kolonienzähler SCAN 100



Komplett geliefert mit:
- Adapter für Petrischale ø 90 mm
- Weißer Hintergrund
- Verbindungskabel USB
- Stromkabel
- Benutzerhandbuch

Lupe nicht inbegriffen, separat zu bestellen

- **Gleichmäßige Beleuchtung durch LED mit langer Lebensdauer (Dark Field-Technolgie)**
- **Datenübertragung mit USB (Word, Excel, Note Pad...)**
- **Rostfreier Edelstahl, kompakt (25 cm Breite)**
- **Petrischalen-Durchmesser: 55, 65, 90 und 150 mm**
- **Digitalanzeige Multifunktion**
- **Zählung: von 0 bis 1999 CFU**
- **Lautstärke des Zählsignals einstellbar**
- **Druckempfindlichkeit einstellbar**
- **Ergonomische Handauflage für maximalen Komfort**
- **Praktische und leicht zugängliche Schublade zum Verstauen**
- **Verwendung mit jedem Schreibstift**
- **Maße: 31 x 25 x 17 cm, Gewicht: 5,2 kg**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
150322	Kolonienzähler manuell SCAN 100	AA -
150330	Lupe mit flexiblem Arm für SCAN 100	AA -
150346	Multisupport Adapter, um das Lesen der PetriFilm™, Sanita-kun™ oder Compact Dry™ zu ermöglichen	AA -