Kolonienzähler Schuett

Der Kolonienzähler Schuett eignet sich für sichere und effiziente Zählung:
- von Bakterienkolonien auf Petrischalen;
- von Phagenplatten, auf Agar entwickelt;
- von Bakterienkolonien, auf Nährböden entwickelt.

- **3 Belichtungsarten: Hintergrund, seitlich, von oben (optional)**
- **Zählung bis zu 99 individuellen Serien und 32 500 Kolonien und Durchschnittsberechnung**
- **Datenübermittlung auf PC via USB**
- **Sehr große Tranparenz der Kolonien dank ED-Beleuchtung, praktisch keine Wärmeübertragung auf die Proben**
- **Digitalanzeige 4 Zahlen**
- **Maße (L x H x T): 260 x 130 x 250 mm**
- **Höhe mit Lupe/Lampe mit regulierbaren Armen: ca. 300 mm**
- **Vergrößerung: 3x oder 8x (optional)**
- **Grösse Petrischalen: 50-60, 90-100 oder 140-150 mm (optional)**
- **Zählakkustiksignal: ja (einstellbar)**
- **Gewicht: 1,5 kg**
- **Zähler geliefert mit einem Markierer, einem Adapter für Petrischalen mit Durchmesser von 90 mm, einer schwarzen Kontrastscheibe**



Verwendbar mit einer Stiftspitze; der auf die Petrischale ausgeübte Druck löst die Zählung in Schritten von 0 bis 9999 aus.

Einfache Korrektur mit Hilfe der Pfeiltasten. Die Wolffhügelraster erleichtert das Lesen von hohen Zahlen (optional).



Weitere Lampen-Lupen auf Seiten 1727 bis 1729.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
110591	Kolonienzähler	AA -
110592	Lupe 3x	AA -
110593	Lupe 8x	AA -
110594	LED-Lampe	AA -
110595	Adapter für Petrischalen ø 50 - 60 mm	AA -
110596	Adapter für Petrischalen ø 140 - 150 mm	AA -
110597	Führungsscheibe schwarz und weiß zur Verteilung mittels Spiralbewegung	AA -
110598	Wolffhügelraster schwarz und weiß	AA -
110599	Zählnadel	AA -
150592	Markierstift	AA -

Koloniezähler Galaxy 330

- **Zählen durch Stift-Druck auf die Petrischale**
- **Zähler Anzeige und der drei vorherigen**
- **Rechnen einer Mittelung über mehrere Zählungen**
- **Rücktaste bei Überzählung**
- **Fähigkeit, Petrischalen Ø 90 bis 150 mm oder 60 mm zu zählen**
- **886055: Version mit Software-Set, um zu registrieren, zu drucken und Export von Daten in Excel-Format (CSV-Datei)**





	Koloniezähler einzeln	Koloniezähler mit Software-Pack
Art. Nr.	886054	886055
CHF	AA -	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
886057	Software Pack mit USB-Kabel und USB-Stick 8GB	AA -

Zellenzähler Cellcounter

- **3,5-Zoll-TFT-Farbbildschirm**
- **5 Funktionstasten, 15 Tasten und 4 Zählprogramme**
- **Eine frei programmierbare Taste**
- **Tatsächliche oder prozentuale Zählung**
- **Maße (mm): 130 x 235 x 35**
- **Stromversorgung USB mit mitgeliefertem 5V DC-Adapter**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
900621	Zellenzähler Cellcounter	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com