Desktop Lampe und Lupe zum hinstellen oder befestigen

- Vergrößerung 2,25 x et 4 x
- Linse Ø 90 mm und bifokal Ø 20 mm
- Beleuchtung : 2200 lux
- Lichtstärke : 550 Lumen
- Zum hinstellen oder per Tischklemme am Tisch horizontal oder vertikal zu befestigen
- Ein- oder Ausschalten durch berühren
- Gelenkarm 25 cm
- Netzteil : 6 W (Adapter 230 VAC-12 VDC inkl.)



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
098497	Desktop Lampe und Lupe zum hinstellen oder befestigen	AA -

Zellenzähler



- Modell mit 5 oder 8 Tasten, Knopf für das Rücksetzen auf Null
- Ideal für die Leukozyten-Zählung
- Enthält eine Summen-Anzeige, Schrittweite: 1 bis 999 pro Kanal

Art. Nr.	Anzahl Tasten	Summen-Anzeige	CHF
068497	5	Ok	AA -
068498	8	Ok	AA -

Manueller Zähler



- Manueller Zähler mit Tasten, Metallgehäuse verchromt
- 4 Zahlen mit Null-Reset
- Fügt bei jedem Drücken eine Einheit hinzu

Art. Nr.	Typ	Anzahl Zähler	CHF
045320	Handgerät mit Ring	1	AA -
045321	Auf Sockel	1	AA -
053205B	Auf Sockel	2	AA -
053206B	Auf Sockel	3	AA -
053207B	Auf Sockel	4	AA -
053208B	Auf Sockel	5	AA -
098468	Auf Sockel	10	AA -


Zähler von Hand Score 506



- 5 Tasten Modell + Summenzähler
- Direkte Ablesung von 5 Zähler + Summenzähler
- Sperre und Tonsignal bei 100 Zählungen
- Erhöhen möglich während Zählung
- Korrekturtaste letzter Tastenanschläge
- Angabe der Elementanzahl als Prozentzahl
- LCD-Bildschirm

Maße L x T x H (mm)	255 x 135 x 40
Maße LCD Bildschirm (mm)	150 x 17
Gewicht netto/brutto (kg)	0,8 / 2,1
Stromversorgung	230 V - 50/60 Hz
Art. Nr.	195501
CHF	AA -

Zähler Score 724



- 24 programmierbare Tasten pro Benutzer
- 6 konfigurierbare Tasten als Ereignis-Zähler in der Formel nicht betracht genommen
- Blockierung und Tonsignal bei programmierter Nummer
- Angabe der Elementanzahl als Prozentzahl
- Speichern von Dateien nach Zahlen
- Korrekturtaste letzter Tastenanschläge
- Erhöhen möglich während Zählung
- LCD-BildschirmKommt mit einem USB-Stick

Maße L x T x H (mm)	200 x 250 x 40
Maße LCD-Bildschirm (mm)	120 x 70
Gewicht netto / brutto (kg)	1,03 / 2
Stromversorgung	230 V - 50/60 Hz
Art. Nr.	195502
CHF	AA -