Digital-Tisch-Zähler 2 Rückwärtszähler



- 10 Std - 1/10e Sec, 10 000 Min - 1/100e Min
- Zähler/2 unabhängige Rückwärtszähler /kombiniert/wiederholend
- 3 Signaltöne vor Ende des Zyklus
- 100 dB
- Uhrzeit
- Zahlen Display : 20 mm
- ABS Gehäuse
- Dim : 180 x 130 x 49/95 mm
- Gewicht : 390 g
- Batterie AAA

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
053288	Digital-Tisch-Zähler 2 Rückwärtszähler	AA -
045309	Ersatzbatterie AAA	AA -

Timer 2 oder 4 Kanäle



- 2 Kanäle oder 4 Kanäle, unabhängig oder simultan
- Laufzeit: 24h
- Zeitüberschreitung
- Display Maße: 115 mm
- Gewicht: 390 g
- Batterien: 2 x AA (R6)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
090001	Timer 2 Kanäle Prisma 200 weiß mit Batterien	AA -
090002	Timer 4 Kanäle Prisma 400 weiß mit Batterien	AA -
045319	Ersatzbatterie 1,5 V R6	AA -

Tisch-Vorwärts-Rückwärtszähler Uhrzeit und dezimal



- Laufzeit: 24 Std. per Sek.
- 100 Min. - 1/100 Sek.
- 10 000 Sek. - 1/100 Sek.
- 2 000 Min. - 1/100 Min.
- Netto- / Zwischenzeit
- 1. und 2. Zeit
- Rückwärtszähler / Speicherung
- Zeitüberschreitung
- Uhrzeit / Alarm
- Maße: 165 x 95 x 67 mm
- Gewicht: 350 g
- Batterie R14

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
053289	Vorwärts- 2 Rückwärtszähler Uhrzeit und dezimal 24 Std	AA -

Manueller Impulszähler



- 5 Zahlen auf Display
- Schrittzählung/Rückzählung oder Versetztezählung, Reset
- Maße L x T x H (mm) : 55 x 20 x 90
- Gewicht : 40 g
- Batterie LR 44

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
095395	Manueller Impulszähler	AA -


Impulszähler mit Digitalanzeige



- Digital
- Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- 5 Zahlen auf Display von 30 x 40 mm
- Null-Reset
- Schrittzählung
- Batterie: LR44 1,5 V

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
098427	Impulszähler manuell digital	AA -

Miniatur Vorwärts-Rückwärtszähler



- Alarm 30 Sek. / Speicher
- Laufzeit 100 Min. / Sek.
- Magnet/Klemme
- Display: 18 x 9mm
- Zahlen: 7 mm
- Maße: 57 x 40 x 12 mm
- Gewicht: 40 g
- Batterie 357

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
095373	Miniatur Vorwärts-Rückwärtszähler	AA -
095304B	Batterien LR 44 (zu 2)	AA -