Taschen-Timer/Rückwärtszähler 100 Std.



- Vorwärts/ Rückwärtszähler / 4 Kanäle
- Maximale Zeit: 100 Std.
- Auflösung: 1 Sek.
- Uhr / Alarm
- Magnet / Clip
- Zahlenhöhe: 6 mm
- Maße 61 x 71 x 25 mm
- Batterie : LR44 1,5 V

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
037867	Taschen-Timer/Rückwärtszähler	AA -
095304B	LR 44 Batterien (2 Stk.)	AA -

Vorwärts-/3 Rückwärtszähler



- 3 unabhängige Bildschirme
- Uhr / Stoppuhr / 3 Countdowns 20 h bis sec
- Unabhängige oder gleichzeitige Starts
- Zeitüberschreitung / Speicher
- Ständer / Magnet / Halterung
- Maße: 120 x 101 x 20 mm
- Gewicht: 210 g
- Batterien : AAA

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
089440	Vorwärts-/3 Rückwärtszähler	AA -
095705	Ersatzbatterie 1,5 V R03 (10 Stück)	AA -

Timer Triple Timer Lab Alert 20 h



- Countdown-Zähler / 3 unabhängige oder gleichzeitige Kanäle
- Speucherabruf
- Maximale Zeit: 20 Stunden
- Auflösung: 1 Sek.
- Uhr / Alarm
- Ziffernhöhe: 10,5 mm
- Maße : 86 x 66 x 22 mm
- Batterie : AAA 1,5 V

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
037871	Triple Timer	AA -
095705	Ersatzbatterie 1,5 V R03 (10 Stück)	AA -

Grossformat-Dual-Timer 24 Std.



- Vorwärts / Rückwärtszähler / 2 Kanäle
- Gleichzeitige Anzeige von Uhr und Timer
- Maximale Zeit: 24 Stunden
- Auflösung: 1 Sek.
- Uhr / Alarm
- Ziffernhöhe: 25,5 mm
- Maße 142 x 97 x 20 mm
- Batterie : AAA 1,5 V

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
037869	Grossformat-Dual-Timer	AA -
095705	Ersatzbatterie 1,5 V R03 (10 Stück)	AA -

ClearTime I ClearLine® Timer

ClearLine

NEU



- Vorwärts-/Rückwärtszähler
- Schnelles Inkrementieren
- 30 Sek. Alarm
- Kapazität: 100 min /sec
- Bildschirm: 27 x 12 mm
- Ziffer: 10 mm
- Maße: 62 x 52 x 24 mm
- Mit Stütze und Magnet

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
257091	Timer ClearTime I	AA -
095304B	LR 44 Knopfzbatterie (2 Stk.)	AA -

Timer 4 Kanäle + wiederbeschreibbare Tafel



- 4 Kanäle
- Timer- und Stoppuhrfunktion
- Timer bis 23 Std. 59 Min.
- Countdown in Schritten von 1 Minute
- Akustischer Alarm
- Zusammenklappbares Gestell oder magnetische Befestigung

Maße (B x L x H)(mm)	114,3 x 25,4 x 88,9
Tabelle maße (L x H)(mm)	61 x 68,9
Display Maße (L x H)(mm)	43,2 x 53,3
Batterie	2 x AAA
Art. Nr.	**086733**
CHF	AA -