Zähler / Rückwärtszähler - 2 Kanäle



- Bis zu 2 Zähler auf 2 Displayzeilen
- Maximale Kapazität 100 h im Schritt von einer Sekunde
- Überschreitung des Zeitlimits
- 2 Alarme 1' / 1 Speicher pro Kanal
- Einstellbarer Geräuschpegel
- Warnleuchte: grün (aktiv)/ rot (abgelaufen)
- Ständer / Klemme / Magnet
- Display 17 mm
- Maße: 90 x 76 x 20 mm / Gewicht: 85 g
- Batterien : 2 x AAA (inklusiv)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
098472	Auf- / Abwärtszähler - 2 Kanäle	AA -
095370	AAA-Batterie	AA -

Zähler / Rückwärtszähler mit 3 Speicher



- Zähl-/Abzählfunktion
- Kapazität 100 min mit 1 s Auflösung
- Überschreitung des Zeitlimits
- 1 Alarm 1' / 3 Speicher
- Einstellbarer Geräuschpegel
- Warnleuchte: grün (aktiv) / rot (abgelaufen)
- Ständer / Klemme / Magnet
- Großes Display : 26 mm
- Maße: 90 x 60 x 20 mm / Gewicht: 70 g
- Batterien : 2 x AAA (inklusiv)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
098473	Auf- / Abwärtszähler - 3 Speicher	AA -
095370	AAA-Batterie	AA -

Jumbo Timer

- 2-Kanal-Simultan-24-Stunden-Timer (pro Sekunde)
- 24-Stunden-Zähler (pro Sekunde)
- LED-Uhren
- 4 gleichzeitige Display, 2 Speicher
- 2 Alarme 1 Minuten
- Countdown bei Zeitüberschreitung nach Alarm
- Tischständer
- B x T x H: 95 x 140 x 15 mm



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
045305	Jumbo Timer	AA -
095705	Ersatzbatterie 1,5 V R03 (10 Stück)	AA -

LED-Uhren



6-stellige Anzeige



4-stellige Anzeige

- Schwarzes ABS-Gehäuse
- Wandmontage
- Feste oder wechselnde Anzeige von Uhrzeit und Datum
- Standardmäßig rote LED-Anzeige; optional grüne oder blaue LEDs
- Lieferung mit einer Infrarot-Fernbedienung mit einer Reichweite von 10 m
- 30 programmierbare Alarme mit Relaisausgang (optional Buzzer)
- IP67 wasserdicht: geeignet für den Einsatz im Freien unter Abdeckung
- Optionaler Raumlufttemperaturfühler und Synchronisationsantenne
- Stromversorgung 220 V - 50 Hz

Rote LEDs							Optionen: Leds grün		Optionen: Leds blau	
Art. Nr.	Zahlen	Zahlenhöhe (cm)	Lesbarkeit (m)	Maße (B x L x H) (mm)	Gewicht (kg)	CHF	Art. Nr.	CHF	Art. Nr.	CHF
098492	4	10	40	350 x 185 x 45	1,5	AA-	098517	AA-	098518	AA-
098511	4	20	70	630 x 300 x 45	3	AA-	098519	AA-	098520	AA-
098512	6	10	40	510 x 185 x 45	2	AA-	098521	AA-	098522	AA-
098513	6	20	70	920 x 300 x 45	4	AA-	098523	AA-	098524	AA-

Optionen kompatibel mit allen Modellen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
098514	Synchronisations-Antenne 2 m für die automatische Sommer- / Winter Zeitumstellung	AA -
098516	Temperatursonde von 2 m -50 °C bis +100 °C	AA -
098515	Alarmbuzzer von 88 dB und Anschluss auf Relaisausgang	AA -