Bio-Temp-Thermometer an einem Stab

- Auf gelb emailliertem Stab
- Die blau gedruckte Skala und die Eintauchanzeige auf der Rückseite sind unauslöschlich und resistent gegen Chemikalien
- Bei Teiltauchthermometern zeigen eine Linie und ein Pfeil die Eintauchhöhe an
- Der dreieckige Aufhängering verhindert das Wegrollen des Thermometers auch auf ebenen Flächen
- Die blaue Flüssigkeitssäule, die dem gelben Stiel gegenüberliegt, sorgt für außergewöhnliche Klarheit beim Ablesen
- Die Skalen sind so angepasst, dass sie die gebräuchlichsten Temperaturbereiche abdecken, wobei eine Unterteilung in 0,1°C und 0,2°C möglich ist
- Gefüllt mit einer umweltfreundlichen blauen organischen Flüssigkeit
- Die stabile, ineinander greifende Einzelverpackung aus recycelbarem Kunststoff ermöglicht eine einfache Lagerung der Instrumente







PVC-Schutzmerkmale

- Völlig sichere Thermometer
- Mit Lupeneffekt
- Sehr robust, kostengünstiger als Teflon-Thermometer

Allgemeine Verwendung

Art. Nr.	Skala (°C)	Teilung (°C)	Länge (mm)	Genauigkeit (°C)	Eintauchen	CHF
022519	-10 + 250	1	405	3	76 mm	AA -
022518	-20 + 150	1	305	2	Gesamt	AA -
022517	-20 + 150	1	305	2	76 mm	AA -
022515	-20 + 110	1	305	2	Gesamt	AA -
022513	-20 + 110	1	305	2	76 mm	AA -
022512	-50 + 110	1	305	2	76 mm	AA -
022511	-50 + 110	1	305	2	Gesamt	AA -
022510	-100 + 30	1	305	2	76 mm	AA -
022508	-10 + 110	0,5	305	Grad 1	Gesamt	AA -
022507	-10 + 110	0,5	305	Grad 1	76 mm	AA -
022506	-10 + 60	0,5	305	Grad 1	Gesamt	AA -
022505	-10 + 60	0,5	305	Grad 1	76 mm	AA -
022504	-1 + 101	0,2	460	0,6	Gesamt	AA -
022503	-1 + 51	0,2	460	0,6	Gesamt	AA -
022502	-1 + 101	0,1	610	0,5	Gesamt	AA -
022501	-1 + 51	0,1	460	0,5	Gesamt	AA -

* zu 6, in versiegelter Blisterpackung

Teflon-Schutz

Art. Nr.	Skala (°C)	Teilung (°C)	Länge (mm)	Genauigkeit (°C)	Eintauchen	CHF
022521	-1 + 101	0,1	610	0,5	Gesamt	AA -
022522	-1 + 51	0,2	460	0,6	Gesamt	AA -
022523	-1 + 101	0,2	460	0,6	Gesamt	AA -
022524	-10 + 250	1	405	3	76 mm	AA -
022527	-20 + 150	1	305	2	Gesamt	AA -
022529	-50 + 110	1	305	2	Gesamt	AA -
022531B	-100 + 30	1	305	2	Gesamt	AA -
022532	-100 + 30	1	305	2	76 mm	AA -

PVC-Schutz

Art. Nr.	Skala (°C)	Teilung (°C)	Länge (mm)	Genauigkeit (°C)	Eintauchen	CHF
022533	-20 + 110	1	305	2	Gesamt	AA -
022534	-20 + 110	1	305	2	76 mm	AA -
022535	-50 + 110	1	305	2	Gesamt	AA -
022536	-50 + 110	1	305	2	76 m	AA -
022537	-100 + 30	1	305	2	Gesamt	AA -

Medizinisches Thermometer ohne Quecksilber

- Umweltfreundlich, quecksilberfrei, bestehend aus Gallium, Indium und Zinn
- Geliefert in einem starren Koffer, der durch Eintauchen zu desinfizieren ist
- Hochgenau (± 1/10 °C), für Temperaturmessungen von 37 bis 41 °C



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
794063	Medizinisches Thermometer ohne Quecksilber	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com