Thermometer H-B Frio Temp



947877 947876 947878

- Zur Kontrolle der Temperatur von Proben in Kühlschränken und/oder Brutschränken
- Glasbeads oder Glykol, die als thermische Verzögerer verwendet werden, ermöglichen die Messung der tatsächlichen Temperatur der Proben ohne Kontamination
- Drahtlose digitale Thermometer
- Lieferung mit Kalibrierungsdokumentation (ISO 17025)
- CE-Kennzeichnung
- Temperaturbereich 0 bis 70 °C
- Genauigkeit +/-0,5 °C / Auflösung : 0,1 °C
- Nicht geeignet für Backöfen und Gefrierschränke

Art. Nr.	Volumen/Inhalt	Sonde-Länge (mm)	Maße (L x H) mm	CHF
947876	30 ml/Glasbeads	50	38 x 114	AA -
947877	30 ml/Glykol	50	38 x 114	AA -
947878	60 ml/Glasbeads	75	38 x 133	AA -

Wasserdichtes Thermometer



- Temperatur: -50 °C bis +300 °C
- Genauigkeit ± 1°C / Auflösung : 0,1 °C
- Sonde aus Edelstahl Ø 3,5 mm x 10 cm / ABS-Griff 8 cm
- Wasserdichtes IP67 Gehäuse, Sonde und Griff
- Einheit : °C / °F
- Max / Mini / Hold-Funktion
- Klemme / Krücke
- Display 40 x 15 mm
- Maße : 105 x 65 x 25 mm / 150 g
- AAA-Batterie

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
095379B	Wasserdichtes Thermometer	AA -
095705	Ersatzbatterie 1,5 V R03 (10 Stück)	AA -

Taschen-Thermometer zum Einstecken



- Temperatur: -50 bis +300 °C
- Genauigkeit ± 1 °C bis zu 250°C, ± 2 °C darüber
- Metallsonde ø 4 mm, L = 100 mm, Kabel 450 mm
- Auflösung: 0,1 °C
- Max/Mini-Speicher
- Hoch/Tief-Alarm
- HOLD-Funktion
- Automatische Abschaltung nach 1 Stunde
- Maße : 85 x 45 x 15 mm
- Gewicht: 200 g
- Ständer / Klemme / Wandhalterung
- AAA-Batterie

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
095380	Taschen-Thermometer zum Einstecken	AA -
095705	Ersatzbatterie 1,5 V R03 (10 Stück)	AA -

Innen- und Außenthermometer mit Magnet



- Temperaturen : -50 °C bis +70 °C
- Genauigkeit ± 1 °C
- Max/Mini-Speicher
- Wasserdichtes Kabel 3 m
- Tauchsonde : Ø 5,5 x 22,5 mm
- Ständer / Magnet Wandmontage
- Batterie : LR44
- Maße: 67 x 65 x 22 mm
- Gewicht: 45 g

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
095377B	Innen- und Außenthermometer mit Magnet	AA -

Doppeltes Innen-/Außenthermometer



- Temperatur int./ext. : 0 °C bis +60 °C (± 1 °C)
- Wasserdichtes Kabel : 90 cm
- Wasserdichte Sonde: ø 7,3 m x 28 mm
- Ständer / Wandmontage
- Maße : 86 x 57 x 18 mm / 44 g
- Stromversorgung 2 x AAA-Batterien (nicht enthalten)

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
098484	Doppeltes Innen-/Außenthermometer	AA -
095705	Ersatzbatterie 1,5 V R03 (10 Stück)	AA -