Thermometer mit Thermo Retarder



Thermischer Verzögerer



098447



098449



098448B

- **Ideal zur Begrenzung der gemessenen Temperaturänderungen**
- **Verfügbar in 5 Versionen**
- **Auflösung: 0,1 °C**
- **Genauigkeit ± 1 °C**
- **Mit Alarm für minimale und maximale Temperatur**
- **Thermischer Verzögerer, bestehend aus einer Plastikflasche und 50 ml einer alkoholischen Lösung (Referenz des Verzögerers allein : 963180**




098451



098450

Typ	Thermometer	Innen-/Außen-Thermometer		Thermometer / Hygrometer	
Thermometer-Modelle	9290AT	9267AT	2041/2M	9221AT	9222AT
Temperaturbereich Int.	- 50 bis + 150 °C	- 50 bis + 70 °C	- 0 bis + 50 °C	- 50 bis + 70 °C	
Temperaturbereich Ext.	-	- 50 bis + 70 °C	- 30 bis + 70 °C	- 50 bis + 70 °C	
Anzeige der Luftfeuchtigkeit	-	-	-	20 bis 100 % RH	
Sondenkabel	1 m	Wasserdicht bis 3 m	Wasserdicht bis 3 m	3 m	
Maße Sensor Ø x L (mm)	3 x 60	5,5 x 22,5	5,5 x 22,5	5,5 x 22,5	
LED-Uhren	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Maße (B x L x H) (mm)	67 x 35	67 x 65 x 22	110 x 80 x 15	80 x 110 x 20	
Gewicht (g)	70	45	230	200	
Art. Nr.	**098447**	**098449**	**098448B**	**098450**	**098451**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com