Thermometer TFX 410

- **Abnehmbare Sonde**
- **Modell mit oder ohne Kabel**
- **Verschiedene Sondenlängen**
- **Einfach zu bedienen**
- **Temperatur Bereich : -50 bis +300 °C**
- **Genauigkeit ± 0,3 °C**
- **Auflösung: 0,1 °C**
- **IP 67**
- **Maße L x Dicke x H (mm) : 54 x 22 x 109**
- **Gewicht (g) : 90**



780245

Modell		TFX410	TFX410-1													
Sensor		Pt1000	TPX 400-40	TPX 400-150	TPX 440	TPX 100-20	TPX 100-30	TPX 100-40	TPX 200-20	TPX 200-30	TPX 200-40	Ohne	TPX 400	TPX 100	TPX 200	TPX 300
Kabel	Silikon	•	•	•		-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
	Teflon				•	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Kabellänge (m)		0,6	0,4	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-
Sonde Ø x L (mm)		3 x 120	3 x 120	3 x 120	3 x 120				3 x 200	3 x 300	3 x 400	-	3 x 120		3 x 120	
➤ Kontakt						3 x 200	3 x 300	3 x 400				-		3 x 120		
➤ geschützt durch Glas												-				8 x 190
Art. Nr.		**780245**	**799693**	**799588**	**498734**	**799694**	**799695**	**799696**	**799697**	**799698**	**799699**	**780339**	**498735**	**799700**	**799701**	**799702**
CHF		**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Sonden

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
799715	Temperatursensor TFX400-40	**AA -**
780340	Temperatursensor TFX400-150	**AA -**
799716	Temperatursensor TFX440	**AA -**
799717	Temperatursensor TPX100-20	**AA -**
799718	Temperatursensor TPX100-30	**AA -**
799719	Temperatursensor TPX100-40	**AA -**
799720	Temperatursensor TPX200-20	**AA -**
799721	Temperatursensor TPX200-30	**AA -**
799722	Temperatursensor TPX200-40	**AA -**
799272	Temperatursensor TPX400	**AA -**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
799714	Temperatursensor TPX100	**AA -**
799723	Temperatursensor TPX200	**AA -**
799724	Temperatursensor TPX300	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
174030	Rote zhülle für TFX	**AA -**
799713	Kit mit Ersatzbatterie und O-Ring	**AA -**

Datenlogger EBI 11

- **Temperatur- oder Drucküberwachung eines Autoklaven**
- **Temperatur Bereich : + -30 bis + 150 °C**
- **Wasserdicht**
- **Verschiedene Sondenlängen verfügbar**
- **Funktioniert mit Winlog-Software**



Modell	EBI 11-T230	EBI 11-T231	EBI 11-T233	EBI 11-T240	EBI 11-P100
Temperatur Bereich	-30 bis +150 °C				-
Druckbereich	-	-	-	-	1 mbar bis 10000 mbar
Genauigkeit	± 0,1 °C				± 15 mbar (1 mbar bis 4000 mbar) ± 20 mbar (4001 mbar bis 10000 mbar)
Auflösung	0,01 °C				1 mbar
Speicher	15.000				
Sensor	Pt1000				-
Aufzeichnungsintervall	von 1 Sekunde bis 24 Stunden				
IP	IP68				
Maße Ø x H ohne Sonde (mm)	16,5 x 24				16,5 x 37
Sonde Ø x L (mm)	3 x 20	3 x 50	3 x 100	1,5 x 240	-
Gewicht (g)	45				
Art. Nr.	**780553**	**780555**	**780556**	**780554**	**780557**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Software

	Winlog light	Winlog pro	Winlog med	Winlog validation
Statistische Berechnung	•	•	•	•
Fo-Berechnung		•		
Einstellung der Sonden		•	•	•
21 CFR part 11		•	•	•
Erstellung von Berichten (xls oder pdf)	•	•	•	•
Geliefert mit Schnittstelle	*	•	•	•

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
780609	Winlog.light Software wird ohne Schnittstelle geliefert *	**AA -**
780546	Winlog.pro-Software mit IF200-Schnittstelle für 4 Schreiber	**AA -**
780544	Winlog.med-Software mit IF100-Schnittstelle für 2 Schreiber	**AA -**
780545	Winlog.validation-Software mit IF200-Schnittstelle für 4 Schreiber	**AA -**
780600	IF100-Interface für 2 Recorder	**AA -**

* IF100-Schnittstelle zum Hinzufügen, Teilenummer 780600

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com