pH-Indikatorpapier



- pH-Indikatorpapier
- Große Auswahl, in Streifen oder Rollen
- Inkrement 0,2 oder 0,3 pH
- Für die schnelle Prüfung von klaren, trüben oder gefärbten Lösungen
- An einem trockenen und dunklen Ort aufbewahren

Art. Nr.	Bezeichnung	PH-Inkrement	VE	CHF/ VE
049333	PH-Papier 1 - 11	1	Rolle 6 m	AA -
049334	Papier pH 3,9 - 6,9	0,3	6 m	AA -
049335	Papier pH 4,9 - 7,9	0,3	6 m	AA -
049336	Papier pH 6,9 - 9,9	0,3	6 m	AA -
049337	Papier pH 0 - 14	0,3	6 m	AA -
049300	Papier pH 1,8 - 3,2	0,2 pH	200 Streifen	AA -
049301	Papier pH 3 - 4,4	0,2 pH	200	AA -
049302	Papier pH 3,9 - 5,3	0,2 pH	200	AA -
049303	Papier pH 5,2 - 6,6	0,2 pH	200	AA -
049304	Papier pH 6 - 7,4	0,2 pH	200	AA -
049305	Papier pH 6,6 - 8 gelb - orange	0,2 pH	200	AA -

Art. Nr.	Bezeichnung	PH-Inkrement	VE	CHF/ VE
049306	Papier pH 5,6 - 7	0,2 pH	200	AA -
049307	Papier pH 6,6 - 8 grün - blau	0,2 pH	200	AA -
049308	Papier pH 7,3 - 8,7	0,2 pH	200	AA -
049309	Papier pH 8,6 - 10	0,2 pH	200	AA -
049310	Papier pH 0,4 - 1,4	0,3 pH	200	AA -
049311	Papier pH 1 - 2,8	0,3 pH	200	AA -
049312	Papier pH 1,6 - 3,7	0,3 pH	200	AA -
049313	Papier pH 2,6 - 4,1	0,3 pH	200	AA -
049314	Papier pH 3,9 - 5,4	0,3 pH	200	AA -
049315	Papier pH 4,3 - 6,1	0,3 pH	200	AA -
049316	Papier pH 5,2 - 6,7	0,3 pH	200	AA -
049317	Papier pH 6 - 7,5	0,3 pH	200	AA -
049318	Papier pH 6,6 - 8,1	0,3 pH	200	AA -
049319	Papier pH 7,5 - 8,7	0,3 pH	200	AA -
049320	Papier pH 8,2 - 9,7	0,3 pH	200	AA -
049321	Papier pH 8,8 - 10	0,3 pH	200	AA -
049322	Papier pH 9,4 - 10,3	0,3 pH	200	AA -
049323	Papier pH 10,1 - 11,3	0,3 pH	200	AA -
049325	Papier pH 9 - 14	1 pH	200	AA -
049326	Papier pH 10,5 - 13	0,5 pH	200	AA -
049327	Papier pH 11,5 - 14	1 pH	200	AA -
049328	Papier pH 2,6 - 4,7	0,3 pH	200	AA -
049329	Papier pH 3,9 - 6	0,3 pH	200	AA -
049330	Papier pH 6 - 8,1	0,3 pH	200	AA -
049331	Papier pH 6,6 - 8,7	0,3 pH	200	AA -
049332	Papier pH 11 - 13,1	0,3 pH	200	AA -

pH-Papier Whatman™



- Streifen Typ CF: Jeder Kunststoffstreifen hat 4 verschiedene Segmente aus farbigem Testpapier. Die Kombination der Farben ermöglicht eine visuelle Identifizierung.
- Streifen des Typs CS: Jeder Streifen hat ein zentrales Indikatorsegment und 8 oder mehr andere farbige Segmente, die durch ihren entsprechenden pH-Wert gekennzeichnet sind. Der pH-Wert kann dann direkt abgelesen werden, indem der Teststreifen mit den farbigen Strichen verglichen wird. Ideal für Tests mit gefärbten Lösungen, die die Messwerte verändern können.
- Spender vom Typ TC: Jeder Streifen hat 3 separate Anzeigebereiche. Die einzigartige Kombination von Farbveränderungen für jeden Test wird dann mit einer auf dem Spender aufgedruckten Referenzkarte verglichen, um ein schnelles und genaues Ablesen zu ermöglichen.
- Typ SR Dispenser: ein komplettes Sortiment an pH-Papieren im Spenderformat.


Verteiler

Art. Nr.	Typ	Beschreibung	pH-Bereich	PH-Grad.	B x L (mm x m)	CHF
036544	TC	Drei Farben	1,0 - 11.0	1	10 x 5	AA -
036545	SR	Vollspektrum Standard	1,0 - 14,0	1,0 - 2,0	7 x 5	AA -
036546	SR	Reduziertes Spektrum	0,5 - 5,5	0,5- 1,0	7 x 5	AA -
036547	SR	Reduziertes Spektrum	4,0 - 7,0	0,5	7 x 5	AA -
036548	SR	Reduziertes Spektrum	6,0 - 8,0	0,5	7 x 5	AA -
036549	SR	Reduziertes Spektrum	8,0 - 10,0	0,5	7 x 5	AA -

Streifen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung	pH-Bereich	PH-Grad.	B x L (mm)	VE	CHF/ VE
036536	CF	Einfärbung der Masse	0 - 14	1	6 x 80	100	AA -
036537	CF	Einfärbung der Masse	4,5 - 10,0	0,5	6 x 80	100	AA -
036538	CS	Reduziertes Spektrum	1,0 - 12,0	1	11 x 100	100	AA -
036539	CS	Voller Vergleich	1,8 - 3,8	0,2 - 0,3	11 x 100	200	AA -
036540	CS	Voller Vergleich	3,8 - 5,5	0,2 - 0,3	11 x 100	200	AA -
036541	CS	Voller Vergleich	5,2 - 6,8	0,2 - 0,3	11 x 100	200	AA -
036542	CS	Reduziertes Spektrum	6,0 - 8,1	0,3	11 x 100	100	AA -
036543	CS	Voller Vergleich	8,0 - 9,7	0,2 - 0,3	11 x 100	200	AA -

pH-Papier - Rollen oder Streifen



5-Meter-Rolle

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF 5 m Rolle
074043	Skala von 1 bis 14 Stufen von 1 pH	AA -
074161	0-10 Skala von 1 pH	AA -

Streifen

Art. Nr.	pH-Bereich	CHF zu 10 Hefte mit 20
175176	1 - 14	AA -
175175	5 - 9	AA -
074101	9 - 13	AA -