Kombinierte Elektroden

Fülllösung für Elektroden mit einfacher Verbindung, zur Verwendung mit Lösung HI 7071 3,5M KCl/AgCl - Art. Nr. 052104.
Fülllösung für Elektroden mit doppelter Verbindung, zur Verwendung mit Lösung HI 7082 3,5M KCl - Art. Nr. 052186.

Art. Nr.	Modell	Verbindung	Form	Stecker	Druck Bar/PSI	Kabel	Bereich (°C)	Körper	Verbindung	Zelle	CHF
Kombinierte pH-Elektrode											
052113	HI 1043B	A	SE	B	0,5/7,25	Koaxial	-5/+100	Glas	Doppelt	Füllung	**AA -**
052111	HI 1053B	B	CB	B	0,5/7,25	Koaxial	-5/+100	Glas	Simple	Füllung	**AA -**
052086	HI 1083B	D	SA	B	0,1/1,45	Koaxial	0/+50	Glas	Simple	Viscolen	**AA -**
052011	HI 1131B	A	SE	B	0,5/7,25	Koaxial	-5/+100	Glas	Einfach	Füllung	**AA -**
052210	HI 1330B	A	SB	B	0,5/7,25	Koaxial	-5/+100	Glas	Einfach	Füllung	**AA -**
052006	HI 1230B	A	SC	B	0,1/1,45	Koaxial	0/+80	Ultem®	Doppelt	Gel	**AA -**
052235	HI 2031B	A	CA	B	0,5/7,25	Koaxial	-5/+100	Glas	Einfach	Füllung	**AA -**
Kombinierte Redox-Elektroden Platin											
052101	HI 3131B	A	ROD	B	0,5/7,25	Koaxial	-5/+100	Glas	Einfach	Füllung	**AA -**


HI 1043


HI 1053


HI 1083


HI 1230

Elektrode TRIS



Spezial-Elektrode aus Glas TRIS HI1144B.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
052371	Spezial-Elektrode TRIS	**AA -**

Alle HANNA-Elektroden finden und ihre technischen Merkmale auf www.milian.com



Fläschchen für den Schutz der Elektroden

- **Passen sich an die Elektroden an und halten sie im Kontakt mit der Elektrolytlösung**
- **Wasserdichtes System zur Vermeidung von Verdampfung und Salzablagerung**
- **Aus Borosilikatglas**
- **Mit Schraubkappe und Dichtungsring**
- **Unauslöschbare Kreislinie, max. Niveau des Elektrolyten**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
063105	Fläschchen Protelec für Elektroden ø 8 mm	**AA -**
063106	Fläschchen Protelec für Elektroden ø 12 mm	**AA -**
063107	Fläschchen Protelec Lagerung von Elektroden ø 8 mm	**AA -**
063108	Fläschchen Protelec Lagerung von Elektroden ø 12 mm	**AA -**



Universal-Trägerarm mit „Mulitpositions-Elektroden“

- **Aus ABS und Stahl**
- **Große Stabilität durch Metallsockel**
- **Speziell zum Arbeiten in verschiedenen Höhen und Positionen**
- **Rotation 360 °**
- **Länge der Arme: 215 mm**
- **Ende des Trägerarms mit Vorrichtungen zum gleichzeitigen Anhängen von 2 Elektroden mit ø 16 mm, 2 Elektroden mit ø 14 mm und einer Temperatursonde mit ø 0,5 mm**

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
068594	Arm mit Elektrodenträger	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com