Labortisch pH-Meter EUTECH pH700

- **Kompakt**
- **Breitbild-Display**
- **Einfach zu bedienen**
- **Speicher 100 Werte**
- **Haltefunktionen und Stabilitätsanzeige**
- **Lieferung mit Elektrode und Elektrodenhalter**

NEU



PH-Bereich	-2,00 bis 16,00
Genauigkeit	± 0,01
Kalibrierung	In maximal 5 Punkten
Bereich Redox	± 2000 mV
Auflösung	0,1 mV (± 199,9 mV) / 1 mV (verbleibende Reichweite)
Genauigkeit	± 0,2 mV (± 199,9 mV) / ± 2 mV (verbleibende Reichweite)
Temperatur	0,0 bis 100,0°C
Genauigkeit	± 0,3°C (0 bis 70°C)
Temperatur-Kompensation	Automatisch und manuell
Maße (mm)	175 x 155 x 69
Gewicht	690 g
Art. Nr.	**262802**
CHF	**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
262872	Ersatz-Elektrode	**AA -**

pH mètre de poche Eutech / Thermo Scientific

- **Tragbar**
- **Widescreen**
- **Anzeige von pH-Wert und Temperatur**
- **IP67**
- **Auto-off (nach 8 Minuten 30)**
- **Hold-Funktion (nur Elite Modell)**
- **Beleuchtetes Display (nur Elite Modell)**
- **Austauschbare Elektrode (nur Elite Modell)**

NEU

	Expert pH	Elite pH	Elite Spear	Expert CTS	Elite CTSPIN	Elite CTS CUP	Elite ORP	Elite PCTS
Bereich pH	0,0 bis 14,0	-1,00 bis 15,00		-	-	-	-	-1,00 bis 15,00
Auflösung	0,1	0,01		-	-	-	-	0,01
Genauigkeit	± 0,1	± 0,02		-	-	-	-	± 0,02
Leitfähigkeitsbereich	-	-	-	0,00 bis 20,00 mS/cm			-	0,00 bis 20,00 mS/cm
Auflösung	-	-	-	10 µS/cm (0 bis 1990 µS/cm); 0,10 mS/cm (2,00 bis 20,00 mS/cm)	0,1 µS/cm (0 bis 200 µS/cm); 1 µS/cm (200 bis 2000 µS/cm); 0,01 mS/cm (2,00 bis 20,00 mS/cm)		-	0,1 µS/cm (0 bis 200 µS/cm); 1 µS/cm (200 bis 2000 µS/cm); 0,01 mS/cm (2,00 bis 20,00 mS/cm)
Genauigkeit	-	-	-	± 2 %	± 1 %		-	± 1 %
Bereich redox	-	-	-	-	-	-	± 1000 mV	-
Genauigkeit	-	-	-	-	-	-	± 3 mV	-
Kalibrierung	1 bis 3 Punkte			1 point	1 bis 3 Punkte		1 point (200 mV)	-
Temperatur Bereich	0,0 bis 50,0 °C	0,0 bis 60,0 °C		0,0 bis 50,0 °C	0,0 bis 60,0 °C		-	0,0 bis 60,0 °C
Genauigkeit	± 0,6 °C	± 0,6°C (0 bis 50°C); ± 1,1°C (50 bis 60°C)		± 0,6 °C	± 0,6°C (0 bis 50°C); ± 1,1°C (50 bis 60°C)		-	± 0,6°C (0 bis 50°C); ± 1,1°C (50 bis 60°C)
Temperatur-Kompensation	Automatisch						Manuell	Automatisch
Stromversorgung	4 x Batterien 1,5V LR44	4 x Batterien 1,5 V LR03		4 x Batterien 1,5V LR44	4 x Batterien 1,5 V LR03			
Maße (mm)	170 x 45 x 30	200 x 45 x 36	280x 45 x 36	170 x 45 x 30	202 x 45 x 36		200 x 45 x 36	200 x 45 x 36
Art. Nr.	**262946**	**262943**	**262945**	**999315**	**999316**	**999323**	**999318**	**999320**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. mit Koffer	**-**	**262942**	**262944**	**-**	**999311**	**999310**	**-**	**999312**
CHF	**-**	**AA -**	**AA -**	**-**	**AA -**	**AA -**	**-**	**AA -**

Ersatzelektroden

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
262947	Ersatzelektrode für Elite pH	**AA -**
262948	Ersatzelektrode für Elite pH spear	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com