pH-Meter ORION STAR Serie A110



- **Kostengünstiges Modell**
- **Einfach zu bedienen**

Kommt mit:
- Mit pH-Elektrode 9157
- Mit Temperatursensor



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

pH	Messbereich	-2,00 bis 16,00
	Auflösung	0,1 / 0,01
	Genauigkeit	± 0,01
mV	Messbereich	-1600,0 bis +1600,0
	Auflösung	0,1
	Genauigkeit	± 0,2 mV oder ± 0,05 % des Messwertes (den größten Wert annehmen)
Temperatur	Messbereich	-5,0 bis +105,0°C
	Auflösung	0,1
	Genauigkeit	± 0,1
Kalibrierung		Bis 3 Punkte
Speicher		50 nicht zeitgesteuerte Werte
IP		54
Maße (cm)		24 x 18 x 11
Gewicht (kg)		0,9
Garantie		3 Jahre
Art. Nr.		**228755**
CHF		**AA -**

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
262675	Elektrode PH 9157 BNMD	**AA -**
228756	Elektrodenhalter für Gerät ORION Serie STAR A	**AA -**
228757	Drucker für Gerät ORION Serie STAR A	**AA -**

pH-Meter/Ionenmeter ORION STAR Serie A210



- **Kostengünstiges Modell**
- **Meßstabilität Indikator**

Orion STAR A211 kommt mit:
- pH-Elektrode ROSS Ultra Triode
- Integrierter Temperatursensor
- Pufferlösung

Orion STAR A214 kommt mit:
- pH-Elektrode ROSS Ultra
- Temperatursensor
- Rührer
- Pufferlösung

Orion DUAL STAR kommt mit:
- pH-Elektrode ROSS Ultra
- Temperatursensor
- Rührer
- Pufferlösung

		Orion STAR A211	Orion STAR A214	Orion DUAL STAR
Anzahl Kanäle		1	1	2
pH	Messbereich	-2,000 bis 20,000		
	Auflösung	0,1 / 0,01 / 0,001		
	Genauigkeit	± 0,002 pH		
mV	Messbereich	-2000,0 bis +2000,0		
	Auflösung	0,1		
	Genauigkeit	± 0,2 mV oder ± 0,05% des Messwertes		
Temperatur	Messbereich	-5,0 bis +105,0°C		
	Auflösung	0,1		
	Genauigkeit	± 0,1°C		
Ionometrie	Messbereich	-	0,0001 bis 19900 ISE (ppm, M, %, ppb)	
	Auflösung	-	0.0001 Minimum - 1 bis 3 signifikante Stellen (durch den Benutzer konfigurierbar)	
	Genauigkeit	-	± 0,2 mV oder ± 0,05 % des Messwertes	
Kalibrierung	pH-Wert	Bis 5 Punkte		Bis 6 Punkte
	Ionenmeter	-	Bis 5 Punkte	Bis 6 Punkte
Speicher		2000 Zeitstempelwerte		1000 Zeitstempelwerte
IP		54		
Maße (cm)		24 x 18 x 11		24 x 17 x 9
Gewicht (kg)		0,9		
Garantie		3 Jahre		
Art. Nr.		**228762**	**228763**	**228764**
CHF		**AA -**	**AA -**	**AA -**

Elektroden

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
228765	pH-Elektrode 8302BNUMD ROSS Ultra pH/ATC Glaskörper	**AA -**
228766	pH-Elektrode 8102BNUWP Ultra pH Glaskörper	**AA -**